



**dentac<sup>®</sup>**  
Koruyucu Ürünler

dentac

*Feel The Innivaton*



# Index

|                     |       |
|---------------------|-------|
| İçerik              | 5     |
| <i>Moda</i> MASK    | 6-9   |
| Cerrahi Maske 3S    | 10-11 |
| Cerrahi Maske CLA   | 12-13 |
| Cerrahi Maske IIR   | 14-15 |
| T-mask Clear Mask   | 16-17 |
| T-mask KIDS         | 18-19 |
| Provisor Mask       | 20-21 |
| UltraFace Siperlik  | 22-23 |
| FoldaFace Siperlik  | 24-25 |
| GoggleFace Siperlik | 26-27 |
| Provisor Goggle     | 28-29 |
| Body Safe 2040      | 30-31 |
| BodySafe 2045       | 32-33 |
| Surgical Gowns      | 34-35 |
| Surgical Scrub Suit | 36-37 |
| Anticore            | 38-39 |
| Shoe Cover          | 40-41 |
| Head Cap            | 42-43 |
| Detro Air Spray     | 44-45 |
| Detro Derm Lotion   | 46-47 |
| Superox Antisepsis  | 48-49 |

Updated:20201228

*Bildiğiniz gibi 40'ın üzerinde markanın Türkiye geneli temsilciliğini yapmaktayız. Bugüne kadar ülkemize olan sevgimiz ve inancımızla yaptığımız çalışmalara ara vermeden tüm hızıyla devam etmekteyiz. Yenilenen vizyonumuz ile yolumuza devam etmek, hizmetlerimizde yaptığımız çalışmalara istinaden ilerleyen günlerde sizlerle yeni ürünlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.*

*Bu temizlemeuda oğlum 13 yıldırım patenti korunma alanında aldığımız `Dentac` markamız ile çeşitli ürünler üretiyoruz ve ülkemiz dışhekimliği sektörünün hizmetine sunmaktayız.*

*Baslattığımız yenilenme ettik gelişme sürecince patenti markamız Dentac`in da logosunda Yaptığımız renovasyonu sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.*

*Motivasyon kaynağımız olan " ülkemize olan inancımız " mevcut tüm enerjimiz ile yatırımlara devam ediyor, yenilenen yüzümüz ve gelişen portföyümüzle birlikte iş birliğimizi sürdürüyoruz ümit ediyorum.*

*Saygılarımızla,*

# MAKE YOUR *Own Style*



## SANA ÖZEL TASARIM

Sınırsız yazı ve görsel seçeneği ile kendi tarzınızı yansıtın.

## FIRMANIZA ÖZEL TASARIM

Bu sayede kurumunuzun reklamını güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Marka ve logonuzu yansıtın



## İSMİNİZLE ÖZEL HİSSEDİN

Maskelerin ardında tanınmamaya son

## MASKE ASKISI

Gün boyu rahat kullanım için maske askısı



## TARZINIZI YANSITACAK RENK SEÇENEKLERİ

Onlarca renk seçeneğiyle tarzınızı tamamla

# MAKE YOUR Own Style



“ Ayrıca Dentac T-mask kendin tasarlayabilirsin  
[www.moda-mask.com](http://www.moda-mask.com) ”





## T-Mask® Cerrahi Maske 3S

Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve yeterli filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir. Çalışanlar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Gri, Bej, Koyu Bej, Siyah, Açık Mavi, Açık Yeşil, Açık Pembe, Açık Sarı ve Beyaz renkleri mevcuttur.



- 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) >%95
- AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş



**Avantajlar**



O Beyaz  
Mavi  
Yeşil  
Pembe

Bej  
Siyah  
Kırmızı  
Kahverengi

Sarı  
Açık Mavi  
Açık Yeşil  
Açık Pembe

Açık Bej  
Açık Gri  
Açık Kırmızı  
Açık Kahve

Açık Yeşil



| Ref.No    | Ürün İsmi               | Paket       |
|-----------|-------------------------|-------------|
| DC2031-1  | T-Mask Cerrahi Maske 3S | Tekli Paket |
| DC2031-10 | T-Mask Cerrahi Maske 3S | 10'lu Pake  |
| DC2031-50 | T-Mask Cerrahi Maske 3S | 50'li Paket |



## T-Mask® Cerrahi Maske CLA Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %98 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makineler tarafından üretilir. Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Dış katmanlarda toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için orta katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Bej, Siyah, Pembe ve Beyaz renkleri mevcuttur.



- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) >%98
- AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip II'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 2'dir.

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş



### Avantajlar



- O Beyaz
- Mavi
- Yeşil
- Pembe

- Bej
- Siyah
- Kırmızı
- Kahverengi

- Yeşil

|    |          |           |                       |                    |     |
|----|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|
| CE | ISO 9001 | ISO 13485 | EN 149:2001 + A1:2009 | EN 14683 + AC 2019 | FDA |
|----|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|

| Ref.No    | Ürün İsmi                | Paket       |
|-----------|--------------------------|-------------|
| DC2022-10 | T-Mask Cerrahi Maske CLA | 10'lu paket |
| DC2022-50 | T-Mask Cerrahi Maske CLA | 50'li paket |



## T-Mask® Cerrahi Maske IIR

Tek Kullanımlık Maske

Cerrahi Yüz Maskesinin kullanımı kolaydır ve %99 yüksek filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir. Diş hekimleri ve tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Dış katmanlarda toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş, yüksek filtre performansı elde edebilmek için orta katmanda Meltblown (Filtre) kumaş kullanılmıştır. Mavi, Yeşil, Sarı, Kırmızı, Bej, Siyah, Pembe ve Beyaz renkleri mevcuttur.



%99  
Filtration

- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- İç Katman; su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Maske Boyutu 18x10
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) >%99
- AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.

- Kullanım rahatlığı
- %98 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş



Avantajlar




- O Beyaz
- Mavi
- Yeşil
- Pembe

- Bej
- Siyah
- Kırmızı
- Kahverengi

- Yeşil



| Ref.No    | Ürün İsmi                  | Paket       |
|-----------|----------------------------|-------------|
| DC2023-10 | T-Mask Cerrahi Maske IIR   | 10'lu paket |
| DC2023-50 | T-Mask Cerrahi Maske IIR   | 50'li Paket |
| DC2026-50 | T-Mask Cerrahi Maske Tekli | 50'li Paket |



## T-Mask® ClearMask

### Yüz Maskesi

Dentac Ar-Ge'sinde tasarlanan, patentli Dentac Clear Maskın kullanımı kolaydır ve %99 filtreleme ile mükemmel bir filtre performansına sahiptir. Dezenfekte edilebilir ve uzun süre tekrar kullanılabilir olması ürünü oldukça ekonomik kılar. Ürün, tam otomatik el değmeden ultrasonik üretim ile yapılan 60 adet ventil ve 30 adet standart filtre ile sağlanır. Diş hekimleri, tıp uzmanları için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Ürün aynı zamanda burun ve ağız bölgesinin özellikle kalabalık alanlarda virüslerden en üst düzeyde korunmasını sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye izin veren entegre silikon destek ile donatılmıştır. Cilde zarar vermeyen, cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeler içermeyen yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmıştır. Clear Mask, kulaklara asla acı vermeyen iki lastik bantla kafaya kolayca takılır. Filtre katmanları, toz ve nemden korunmak için water-repellent Non-Woven (PP) Kumaş ve Meltblown'dur.



- %99 Filtrasyon ile Yüksek Filtrasyon Etkisi
- Patentli Tasarım
- Şeffaf olmasından dolayı dudak okunabilir
- Paketin içinde 60 adet ventil ve 30 adet filtre vardır
- Dezenfekte edilebilir ve tekrar kullanılabilir
- Yedekleri (refilleri) sağlanabilir
- Level 3, FDA ve CE sertifikaları mevcuttur
- Ağrı yapmayan ayarlanabilir kulak askısı
- Suya dayanıklı filtre

- Olağanüstü Koruma
- Dezenfekte edilebilir ve tekrar kullanılabilir
- Patentli Tasarım
- Şeffaf Silikon Maske



### Avantajlar



### Renkler

- Siyah
- Beyaz
- Pembe
- Turkuaz

|    |          |           |                       |                    |     |
|----|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|
| CE | ISO 9001 | ISO 13485 | EN 149:2001 + A1:2009 | EN 14683 + AC 2019 | FDA |
|----|----------|-----------|-----------------------|--------------------|-----|


| Ref.No | Ürün İsmi         | Paket       |
|--------|-------------------|-------------|
| DC2025 | T-Mask Clear Mask | Tekli Paket |



## T-Mask® Çocuk Maskesi

Tek Kullanımlık Maske

T-Mask Kids kullanımı kolaydır ve %95 filtre performansına sahiptir. Tam otomatik, el değmeden ultrasonik makinalar tarafından üretilir. Çocuklar için olağanüstü konfor ve koruma sağlar. Mükemmel anatomik şekillendirmeye olanak tanıyan entegre plastik destek ile donatılmıştır. Yumuşak, tahriş edici olmayan kokusuz malzemeden yapılmış olmakla birlikte cilde zarar vermeyen cam elyaf, lateks ve diğer alerjenik maddeleri içermez. Toz ve nemden korunmak için Water-repellent Non-Woven (PP) kumaş kullanılmıştır. Her iki cinsiyet için renkleri mevcuttur.



- Yüksek Filtrasyonlu 3 Katman
- Tam Ultrasonik Şekil
- Su geçirmez
- Çok yumuşak
- Ağrısız ve ayarlanabilir kulak kancası
- Hassas ciltler için yumuşak tabaka
- Steril Değildir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) >% 95
- Akkırıma Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip I'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 1'dir.
- Kullanım rahatlığı
- %95 Filtrasyon ile Tam Koruma
- Hipo-Alerjenik
- Rahat Non-woven kumaş
- Her iki cinsiyet için Tasarımlar

- Yüksek filtrasyon
- Esnek kulak ipi
- Ultra konforlu



Avantajlar



Renkler



| Ref.No    | Ürün İsmi            | Paket       |
|-----------|----------------------|-------------|
| DC20XX-10 | T-Mask Çocuk Maskesi | 10'lu paket |
| DC20XX-50 | T-Mask Çocuk Maskesi | 50'li Paket |



## Provisor Mask®

### Tek Kullanımlık Siperlikli Maske

Provisor maske, tedaviler sırasında burun, gözler ve ağız için yüksek koruma sağlar. Tek kullanımlıktır. 100 mikron siperlik kalınlığına sahip olan Provisor maske, yüz üzerinde maske hissi vermez ve kullanıcıya geniş görüşlülük sağlar. Ürün, hem maske hem de siperliği bir araya getirerek öne çıkıyor ve bunları bir araya getirerek kolaylık getiriyor. Basit tasarım, kolay, hızlı kullanım ve % 99 filtreli koruma sağlar.



- Kullanımı kolay
- Göz, ağız ve burun koruması
- Açık ve geniş bir görüş sağlar
- Tek kullanımlık
- Hem bantlı hem de zımbalı olarak mevcuttur.
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Maske % 99 filtreleme özelliğine sahiptir.
- Yalnızca 100 mikron siperlik kalınlığına sahiptir
- Bakteri Filtrasyon Verimliliği (BFE) > % 99
- AkKırmızıite Laboratuvar tarafından EN14683 ve EN 149 Standartlarına göre test edilmiştir.
- CE Regülasyonlarına göre Tip IIR'dir.
- FDA Regülasyonlarına göre Level 3'tür.

**Kullanım amacı:** Göz, burun ve ağız dışarıdan gelen damla partiküllerinden ve içinde taşınan bakterilerden korumak içindir.

- Damla parçacıklarına karşı koruma sağlar
- İki farklı tasarımda mevcuttur
- Daha geniş görüş için 100 mikron siperlik kalınlığı



#### Avantajlar



#### Renkler

- O Beyaz
- Mavi
- Yeşil
- Pembe

- Bej
- Siyah
- Kırmızı
- Kahverengi

- Sarı



| Ref.No | Ürün İsmi                  | Paket       |
|--------|----------------------------|-------------|
| DC2035 | Provisor Mask              | 25'li paket |
| DC2036 | Provisor Mask With Gripper | 25'li paket |
| DC2025 | Mask Holder                |             |



## UltraFace® Siperlik

### Tam Yüz Koruması

Günlük kullanıma uygun olan UltraFace Shield, oldukça hafif olup dışarıda yüz, göz ve burun çevresini korumamız için ideal bir kalkandır. Günlük aktivitelerin tamamında kullanılmaya uygundur. Ürün üzerinde bulunan lastik ürünün gençlerde ve yetişkinlerde kullanılmasını mümkün kılar. Oldukça hafif olan ürün kolaylıkla çıkartılıp takılabilir ve yüzde kesinlikle ağırlık oluşturmaz. Kullanıldığı süremizde sosyal iletişimi engellemez.



- Tam Yüz Koruma
- İç mekan ve açık havada günlük kullanıma uygundur.
- Kristal Clear özelliği sayesinde net görüş imkanı verir.
- Yüksek kaliteli materyalden üretilmiştir
- Ultra hafif – Sadece 25gr
- Tüm yüzü kaplar – Gözler, Burun ve Ağız
- Lastik sayesinde yetişkinler ve çocukların kullanımına uygundur.
- Kullanımı kolay ve pratiktir.
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklı. Mükemmel görüş sağlar.
- Hava akışı ve konfor için havalandırılabilir tasarım
- Gözlükle kullanılmaya uygundur
- Farklı renklerde lastik bantlı seçenekleri bulunur.
- Tekrar kullanılabilir
- Tescilli tasarım
- Siperlik kısmı 28x20 cm ölçülerindedir
- Sosyal iletişimi engellemez.

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur.

**Kullanım amacı :** Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden yüzün korunmasına yönelik olmalıdır.

- Yüzde Yüz Estetik
- Kusursuz Görüş
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım



### Avantajlar



### Renkler

- Beyaz
- Siyah



| Ref.No    | Ürün İsmi          | Paket |
|-----------|--------------------|-------|
| DC2020    | UltraFace Siperlik | Tekli |
| DC2020/2  | UltraFace Siperlik | İkili |
| DC2020/10 | UltraFace Siperlik | 10'lu |



## FoldaFace® Siperlik

Tam Yüz Koruması

Günlük kullanıma uygun olan FoldaFace Shield, oldukça hafiftir. Siperlik 180 dereceye kadar farklı açılardan yukarı ayarlanabilir. Kolay tasarımı sürekli yüz koruması sağlar. Ürünün aasetatı buğu yapmaz. Temizlik ve dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Kauçuk yapısı herkesin kullanması için tasarlanmıştır. İhtiyaç durumunda baştan çıkarılmaya gerek kalmadan siperlik kaydırılarak yüzden kaldırılabilir. Başta ağrı ve baskı oluşturmadığı için uzun süre yüze takılması uygundur.

- Günlük kullanıma uygun (dış mekan dahil)
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- 180o Katlanabilir Siperlik
- Yeniden kullanılabilir çerçeve ve hızlı değiştirilebilen tek kullanımlık siperlik
- Gözlüklerle kullanıma uygun
- Çizilmelere karşı dayanıklı
- 1 çerçeve ve 5 kalkan veya 3 çerçeve ve 15 kalkanla birlikte gelir
- Tam yüz koruması
- Sis ve çizilmeye karşı dayanıklı, sınırsız görüş sağlar
- Hızlı ve kullanımı kolay
- 4 renkte mevcuttur
- Tescilli tasarım
- Sosyal iletişimi engellemez

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur.

**Kullanım amacı :** Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden yüzün korunmasına yönelik olmalıdır.

- 180o Katlanabilir Siperlik
- Kusursuz Görüş
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım



**Avantajlar**



**Renkler**

- Turkuaz
- Kırmızı
- Beyaz
- Siyah



| Ref.No   | Ürün İsmi          | Paket |
|----------|--------------------|-------|
| DC2010   | FoldaFace Siperlik | Tekli |
| DC2010/3 | FoldaFace Siperlik | Üçlü  |



## GoggleFace® Siperlik

### Tam Yüz Koruması

Ürünün kolay ve basit tasarımı hızlı yüz koruması sağlar. Ürünün siperliği buğu yapmaz. Temizlik ve dezenfeksiyon için uygundur. Tasarımı sayesinde takıp çıkarmak kolaydır. Tasarımı gözlük tarzında olduğundan kafayı çevreleyecek rahatsız edici ek bağlantılara gerek kalmaz. Gerektiğinde hızlı bir şekilde kafadan çıkarılabilir. Gözlük şeklinde giyildiği için kafada ağrı ve baskı oluşturmaz. Uzun süre yüze takılması uygundur. Tasarımı nedeniyle oldukça estetikdir. Özellikle uzmanlar tarafından gün boyu teKirmızıdüt etmeden kullanılabilir.

- Gözlük tasarımı
- Zarif görünüm
- Günlük kullanıma uygun
- Tam yüz koruması
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Kullanıcı dostu tasarım
- Buğu yapmaya ve çizilmeye karşı dayanıklıdır
- Ultra hafif 16gr
- 5 siperlik ve 1 çerçeve (veya 25 siperlik ve 5 çerçeve) ile birlikte gelir
- Ekstra aparatı sayesinde gözlük kullananlar da kullanabilir

Hafifçe alkol vb ile yüzeyi temizlenip tekrar kullanılmaya uygundur.

**Kullanım amacı:** Tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden yüzün korunmasına yönelik olmalıdır.

**Paketleme:** 1 Çerçeve, 5 Siperlik / 5 Çerçeve, 25 Siperlik

- Kusursuz Görüş
- Film kaplı siperlik
- Tam yüz koruma
- Dayanıklı Yapı
- Ortam bağımsız kullanım



### Avantajlar



- Mavi
- Yeşil
- Pembe
- Beyaz

- Transparan
- Turkuaz
- Kırmızı



| Ref.No    | Ürün İsmi           | Paket |
|-----------|---------------------|-------|
| DC2030    | GoggleFace Siperlik | Tekli |
| DC2030mix | GoggleFace Siperlik | Beşli |



## Provisor Goggle

### Göz Koruması

Provisor gözlük, özellikle gözleri küçük darbelere, buhar, toz, gaz ve sıvılara karşı korur. Uzun süre kullanılması için silikon iç tasarımı bulunur. Temizlenip, dezenfekte edildiğinde tekrar kullanıma uygundur. Geniş gözlük yapısı sayesinde görüş açısı oldukça geniştir. Her baş boyutu için ayarlanabilir bir tasarıma sahiptir. Unisex tasarımı herkes tarafından kullanılmasına olanak verir. Hafif tasarımda sunulan gözlük baş ve yüzde ağırlık oluşturmaz. Hypo alerjenik bileşimde bulunan ürün materyali, alerjen riskini minimize eder. Burun pedleri ekstra yumuşak olduğundan uzun kullanımda burunda rahatsızlık vermez.

- Sızdırmaz tasarım
- Sıvılara, toza, gazlara ve buharlara karşı koruma sağlar
- Ayarlanabilir lastiklidir
- Buğu yapmaz
- Küçük darbelere karşı tam koruma sağlar
- İç alan çalışmalarında kullanılabilir
- Silikon iç tasarım göz etrafını kapatıp, rahatsızlık unsurunu ortadan kaldırır.
- Her yüz tipine uygundur
- Yüksek kalitede materyalden oluşmuştur
- Geniş görüş açısına sahiptir.
- Hafif tasarımı yüzde iz bırakmaz

**Kullanım amacı:** Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden gözün korunmasına yönelik olmalıdır.

- Hava, su, buhar ve toz geçirmez
- Küçük darbelere karşı tam göz koruması
- Dezenfekte edilebilir
- Hypo alerjeniktir
- Geniş görüş açısı sağlar



### Avantajlar



#### Renkler

- Mavi
- Yeşil
- Pembe
- Transparan

- Turkuaz



| Ref.No   | Ürün İsmi       | Paket       |
|----------|-----------------|-------------|
| DC2030/1 | Provisor Goggle | Tekli paket |
| DC2030/5 | Provisor Goggle | Beşli paket |



## BodySafe® 2040

### Tek kullanımlık koruyucu tulum

**Dentac BodySafe 2040** tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover.

- Sıvı geçirmez tasarım
- Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
- Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
- Rahat hareket sağlar
- Kolayca giyilebilir
- Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
- Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
- Işık geçirmez
- Lateks içermez
- Yapışkanlı ön fermuar bandı
- Çene dahil kapüşonlu tasarım
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
- Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

**Kullanım amacı:** Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan virüslerden tam vücut korunmasına yöneliktir.

**Ambalaj şekli:** Tekli poşette sunulur. Dentac FoldaFace, eldiven ve tek kullanımlık bot ürün içeriğine dahil değildir.

**Beden:** S, M, L, XL, XXL



#### Advantages

- Hava, damlacık ve toz geçirmez
- Yapışkanlı Bant tasarımı
- Rahat hareket imkanı sağlar
- Latex içermediğinden alerjenik değildir



| Ref.No | Ürün İsmi           | Paket       |
|--------|---------------------|-------------|
| DC2040 | BodySafe 2040       | Tekli Paket |
| DC2050 | Profeet Boot Galosh | Tekli Paket |
| DC2055 | Profeet Shoe Galosh | Tekli Paket |



## BodySafe® 2045

### Tek kullanımlık koruyucu tulum

**Dentac BodySafe 2045** tek kullanımlık tulum, enfekte etkenlere, özellikle damlacıklar yoluyla bulaşabilenlere karşı korur. Spunbond PP Nonwoven Kumaş uzun süreli kullanım için kullanılır. Yeniden kullanıma uygun değildir. Elastik bel, kol ve ayak tasarımı sayesinde rahat hareket sağlar. Unisex tasarımı, herkes tarafından kullanılmasına izin verir. Tam koruma için vücudun açık el, ayak ve yüz çevresinin aşağıdaki gibi uygun malzemelerle kapatılması önerilir; Ultraface Shield, FoldaFace Shield, GoggleFace Shield, Provisor Goggle, T-Mask, Profeet Shoe Cover, Profeet Boot Cover. Droplet-proof design

- Sıvı geçirmez tasarım
- Dikiş bağlantılarında özel elastik bantlı tasarım
- Damlacıklara, toza ve enfekte maddelere karşı korur
- Lastikli bel, kollar, yüz çevresi ve ayak bileği tasarımı
- Rahat hareket sağlar
- Kolayca giyilebilir
- Nefes alabilir Spunbond PP Nonwoven kumaş (53 gr / m2)
- Kimyasal elektrostatik kirliliğe karşı koruma sağlar
- Işık geçirmez
- Lateks içermez
- Yapışkanlı ön fermuar bandı
- Çene dahil kapüşonlu tasarım
- Yüksek kaliteli malzemeden üretilmiştir
- Cildi tahriş etmeyen ter emici iç tasarım
- Çalışma alanında kalıntı bırakmaz
- Hafif tasarım, uzun süreli kullanımda rahatsızlığa neden olmaz.

**Kullanım amacı:** Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan virüslerden tam vücut korunmasına yöneliktir.

**Ambalaj şekli:** Tekli poşette sunulur. Dentac FoldaFace, eldiven ve tek kullanımlık bot ürün içeriğine dahil değildir.

**Beden:** S, M, L, XL, XXL



#### Advantages

- Hava, damlacık ve toz geçirmez
- Yapışkanlı Bant tasarımı
- Rahat hareket imkanı sağlar
- Latex içermediğinden alerjenik değildir
- Koruma bantlı rahat fermuar tasarımına sahiptir



| Ref.No | Ürün İsmi     | Paket       |
|--------|---------------|-------------|
| DC2045 | BodySafe 2045 | Tekli paket |



## PP+PE Cerrahi Önlük

### Tek Kullanımlık Vücut Koruması

Dentac PP + PE Tek Kullanımlık Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli 25gr / m2 PP + PE kumaştan üretilmiştir. Kullanımı büyük rahatlık sağlar. Hastane ve kliniklerde günlük olarak kullanıma uygundur. Günlük elbise-lerin üzerine kolayca giyilir. Açık mavi ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi mevcuttur. Ürünler şeritli veya şeritsiz olarak temin edilebilir. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün etiketini gösteren plastik etiketle gelir.

- PP + PE Kumaş (Polipropilen Nonwoven Kumaş + Polietilen Nonwoven Kumaş)
- Non-Streil (134 °C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su Geçirmez, Alkaliproof
- 25 g / m2 PP + PE Kumaştan üretilmiştir
- Hem şerit hem de lastik kollu modelleri mevcuttur
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- 50x120 cm XL ebatlarında mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex Tasarım

**Sertifikalar:** CE, ISO 13485, ISO 9001, EN13795: 2019, FDA

**Kullanım amacı:** Vücudun damla parçacıklarında, dışarıdan gelen ve içinde taşınan bakterilerden korunması için kullanılmaktadır.

**Renk seçeneği:** Açık Mavi/ Beyaz

- Dayanıklı
- Ribonlu veya ribonsuz seçenek
- Kolay giyilebilir
- Konforlu
- Yüksek izolasyon



**Renkler**

- Açık mavi
- Beyaz



**Avantajlar**



| Ref.No | Ürün İsmi             | Paket       |
|--------|-----------------------|-------------|
| DC2070 | Surgical Gown         | Tekli paket |
| DC2071 | Surgical Gown Ribonlu | Tekli paket |



## Disposable Surgical Scrub Suit

Vücut koruması

Dentac SMS Disposable Surgical Scrub Suit Cerrahi Önlük, yüksek kaliteli SMS (40gr / m<sup>2</sup>) kumaştandır. Kullanımı rahattır. Hastane ve kliniklerde günlük kullanım için uygundur. Günlük kıyafetlerinizin üzerine kolaylıkla giyilebilir. Önlüğün üzerindeki üç adet cep kullanıcıya kolaylık sağlar. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürün, ürün özelliklerini etiket ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

- SMS Kumaş (Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş + Meltblown Nonwoven Kumaş + Polipropilen Spunbond Nonwoven Kumaş)
- Non-Steril (134 ° C'de Otoklavlanabilir)
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-bakteri
- Su geçirmez, Aside dayanıklı, Alkali dayanıklı
- 40 g / m<sup>2</sup> SMS'den yapılmıştır
- Elbise üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi ve Beyaz renkleri mevcuttur
- Hava geçirgen ve esnektir
- S, M, L, XL, XXL bedenlerde mevcuttur (Özel ebatlarda da temin edilebilir)
- Unisex tasarım

**Kullanım amacı:** Vücudun, dışarıdan gelen damla parçacıklarından ve içinde taşınan bakterilerden korunması için kullanılmaktadır

- Dayanıklı
- Kolayca giyilebilen
- Nefes Alabilir ve Rahat
- Yüksek kaliteli izolasyon



**Avantajlar**



**Renkler**

- Açık Mavi
- Beyaz



| Ref.No | Ürün İsmi           | Paket       |
|--------|---------------------|-------------|
| DC2080 | Surgical Scrub Suit | Tekli paket |



## Anticore

### Vücut Koruması

Burun, yüz ve ağzı tamamen kapatan anticore ürünleri sizi bel hizasına kadar korur. Dokunmamış kumaş hava geçirgenliği sağlarken, sıvı sızdırmazlık sağlar. Hastanelerde ve günlük kullanıma uygundur. Günlük bir elbise üzerine rahatlıkla giyilebilir. 4 farklı rengi mevcuttur, bu nedenle her zevke hitap eder. Tasarımı nedeniyle oldukça estetikdir. Gün boyu teKirmızıdüt etmeden kullanılabilir. Farklı boyutlardaki ürünler çocuklar ve yetişkinler için uygundur. Ürün üzerinde bulunan kanguru cebi, kişisel ürünlerinizi dışarıdan farklı alanlara dokunmadan ürün üzerinde saklamanıza yardımcı olur. Ürün plastik ambalajda gelir. Ürün, kanguru cebinden katlanarak dolabınızda yer tasarrufu sağlar.

- Dokunmamış Kumaş
- Kolları ve yüzü lastikli
- Nano iğne ile dikilmiştir.
- Ultra Hafif
- 45 gr / m2 Kumaş (veya Özel Kumaş)
- Elbisenin üzerine kolayca giyilebilir
- Baştan aşağıya kapanır
- Lacivert, Kırmızı, Siyah ve Beyaz renklerde mevcuttur
- Nefes alabilir, sıvı geçirmez
- Kanguru cebi ile sunulur
- S-M-L-XL olarak mevcuttur
- Unisex Estetik Tasarım

**The Kullanım amacı:** Kullanım amacı: Kullanım amacı tamamen dışardan gelecek damla zerrecikleri ve içindeki taşınan bakterilerden yüzün belli kısmının ve vücudun korunmasına yönelik olmalıdır.

**Ambalaj şekli:** Tekli paket

**Beden :** S-M-L-XL

- Ultra Hafiftir.
- Su geçirmez
- Nefes alabilir
- Kolay Giyilir
- Dört renk seçeneği mevcuttur.
- Unisex Tasarım



**Avantajlar**



| Ref.No   | Ürün İsmi | Paket       |
|----------|-----------|-------------|
| DCAT2010 | AntiCore  | Tekli paket |



## PVC Disposable Shoe Cover

Shoe Cover

Dentac PVC Tek Kullanımlık Galoş, yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilmiştir. Kullanımı rahattır. Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve ayakkabı üzerine rahatlıkla giyilebilir. Açık mavi renkte mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, ürünün ayakkabıya tam oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürün özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

- PVC Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
- Ayakkabının üzerine kolayca takılabilir
- Açık mavi renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex Tasarım

**Kullanım amacı:** Ayakkabının taşınan damlacıklardan ve bakterilerden korunması içindir.  
**Paketleme:** 1000'lik paket

- Dayanıklı
- Rahat
- Yüksek Kaliteli İzolasyon
- Kolay Giyilebilir
- Unisex Tasarım



Renkler

● Açık Mavi



Avantajlar



| Ref.No   | Ürün İsmi | Paket    |
|----------|-----------|----------|
| DCAT2060 | Galoş     | 1000'lik |



## 21" PP Disposable Head Cap

Head Cover

Dentac 21 inç PP Tek Kullanımlık Bone, yüksek kaliteli 12gr / m2 PP malzemenen üretilmiştir. Kullanımı rahattır. Hastanelerde günlük kullanıma uygundur ve kafaya rahatlıkla takılabilir. Beyaz renkte mevcuttur. Ürünler doktorlar ve hastalar tarafından kullanılabilir. Ürünün üzerindeki elastik kauçuk, kafalara oturmasına yardımcı olur. Ürün, ürünlerin özelliklerini gösteren ürün etiketi ile birlikte plastik ambalaj içinde gelir.

- 2gr/m2 PP Malzeme
- Steril Değildir
- Anti-Alkol, Anti-Kan, Anti-Yağ, Anti-Bakteriler
- Su geçirmez, Alkali Dayanıklı
- Başa kolayca takılabilir
- Beyaz renkte mevcuttur
- Kolay oturmasını sağlamak için lastik bant mevcuttur
- Unisex Tasarım
- 

**Kullanım amacı:** Tedavi sırasında saç dökülmesinin engellenmesi ve saçların partikül sıçramalarından korunmasıdır.

**Paketleme:** 1000'li paket

- Dayanıklı
- Rahat
- Yüksek Kaliteli İzolasyon
- Kolay Giyilebilir
- Unisex Tasarım



Renkler

○ Beyaz



Avantajlar

| Ref.No   | Ürün İsmi | Paket        |
|----------|-----------|--------------|
| DCAT2065 | HeadCap   | 1000pcs/pack |



## Detrosan Air Spray

### Alan dezenfeksiyonu

- 1-1000 m3 arası alanların dezenfeksiyonuna uygundur.
- Tuş takımı üzerinden uygulanacak programı başlatmak ve ayarlamak kolaydır.
- Entegre yazıcısı aracılığıyla otomatik baskı işlemi yapar. Ayrıca geriye dönük olarak 100 adet işlem yazdırabilir.
- Kısayol tuşları ile makineyi çalıştırmak kolaydır ve kullanıcıya "Liste Kayıt" fonksiyonu ile 100 odaya kadar kayıt kaydetme şansı verir.
- Başlatma için zamanlamayı ayarlama şansı verir.
- Opsiyonel RF kontrol cihazı ile uzaktan 50-100 metre mesafeye kadar kontrol edilebilir.
- İşlem her ihtimale karşı duraklatılabilir ve devam ettirilebilir.
- Ayarlanabilir ekran parlaklığı.
- Şifreler güvenlik için ayarlanabilir.
- Kolay ve etkili pulverizasyon yapılabilmesi için kafa 45 derecelik açı ile konumlandırılmıştır. • Operasyonların başında ve sonunda görsel ve sesli uyarı sistemleri mevcuttur.
- İngilizce dil seçeneği mevcuttur.
- Plastik kulplar sayesinde tutması kolaydır.
- Parçacık filtresi, hava erişim sistemini temiz tutar.

## Detrosan Air

- Stabilize edilmiş hidrojen peroksit bazlı dezenfektan solüsyonu
- Otomatik hava ile taşınan oda dezenfeksiyonu, bakterisit ve zehirli böcek öldürücü spektrum.
- Aldehit içermez
- İz, ıslaklık veya çimenli film bırakmaz
- % 99 biyolojik olarak parçalanabilir, çevre dostu formül
- Alerjik değildir
- Bakterisidal, fungisidal, virüsidal, sporisidal
- Yüzeyler ve malzemelerle geniş uyumluluk vardır. Paslanmaz

### İçerik:

- Stabilize edilmiş hidrojen peroksit,
- Gümüş tuzu kompleksleri

### Action Mechanism

- Hidrojen peroksit (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>), hızla onları inaktive eden temel biyomoleküller (proteinler, lipitler, nükleik asitler vb.) ile reaksiyona giren hidroksil radikallerine (OH-) dönüştürülür.
- Gümüş katyonlar (Ag +), özellikle proteinlerle bağlanır, enzimleri denatüre eder ve DNA'ya müdahale eder kopyalar.
- İki aktif ilkenin birleşik etkisi, hücre inaktivasyonunun virüslerin, bakterilerin ve sporlar.

|            |            |              |                |            |
|------------|------------|--------------|----------------|------------|
| Efficiency | Standards  | Bactericidal | EN 13727       | Fungicidal |
| EN 13624   | Virucidal  | EN 14476     | Tuberculocidal |            |
| EN 14348   | Sporicidal | EN 13704     |                |            |

Detrosan Air solüsyon ameliyathane, yoğun bakım, yanık ünitesi, enfekte hasta odaları, laboratuvar ve tüm genel alanlarda pulverizasyon yöntemi ile yer ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılır.

**Kullanım amacı:** 1000 m<sup>3</sup>'e kadar olan tüm alanları (klinik, bekleme odaları, depolar vb.) Hava ve içerisindeki tüm malzemeler dahil olmak üzere dezenfekte etmek.

**Ambalaj şekli:** Detrosan Air Spray cihazı, güç kaynağı, uzaktan kumanda

**Avantaj:** Tüm alanlarda etkili dezenfeksiyon sağlar.

|          |          |           |          |          |
|----------|----------|-----------|----------|----------|
| CE       | ISO 9001 | ISO 22716 |          |          |
| EN 13624 | EN 14348 | EN 14476  | EN 13704 | EN 13727 |

| Ref.No     | Ürün İsmi          | Paket |
|------------|--------------------|-------|
| DC2061     | Detrosan Air Spray |       |
| DC2061-S1  | Detrosan Air       | 1lt   |
| DC2061-S20 | Detrosan Air       | 20lt  |



## Detro Derm Lotion

El antiseptiği

- Alkoz Bazlı El Dezenfektanı
- El ve cilde sürülerek uygulanan, alkollü, kısa sükrimzile etkili el ve cilt antiseptiğidir
- Formülünde cilt üzerinde biriken aktif maddeler bulunmadığı için cilt tarafında kolaylıkla tolere edilebilir
- Dermatolojik olarak test edilmiştir

**Sertifikalar :** CE, ISO 9001, 22716

**İçerik:** 2-propanol (%70V/V), glycerin, excipients

**Mikrobiyolojik etki:** Bakterisidal (Tbc dahil), fungisidal, virüsidal, tüberkülosidal

**Ambalaj şekli :** 100 ml, 250 ml , 500 ml , 1 lt, 5 lt

- Kendine özgü dispenseri sayesinde kolay kullanım sağlar.
- Kullanıma hazırdır.



**Avantajlar**



| Ref.No     | Ürün İsmi               | Paket |
|------------|-------------------------|-------|
| DC2060-100 | Detro Derm Lotion       | 100ml |
| DC2060-500 | Detro Derm Lotion       | 500ml |
| DC2060-1   | Detro Derm Lotion       | 1lt   |
| DC2060-5   | Detro Derm Lotion       | 5lt   |
| DC2062     | Detro Derm Lotion Stand |       |



## Superox Antisepsis

### Dezenfeksiyon Solisyonu

Superox 6,2 pH ve 200 ppm aktif klor (Hipokloröz Asit),% 99,98 su,% 0,02 HOCl içerir. Ürün insanlarda el-ayak, cilt hijyeni, ağız, burun, temizlik ve gargara olarak kullanılmaktadır. Ürün el-ayak, cilt hijyeni, ağız, burun, temizleme ve gargara solüsyonu, göz çevresi cilt ve hijyendir.

Tıbbi, kamusal ve kişisel koşullar; Cerrahi el yıkama, ovma dezenfektanı direkt olarak kullanılır. Gargara solüsyonu cilt temizliği ve göz çevresi hijyeni için, ameliyat sonrası pansuman solüsyonu olarak, yara bölgesini temizlemek ve nemlendirmek için, direkt olarak püskürtülerek, dökülerek veya uygulanacak bölgeye silinerek kullanılır.

Vücudumuzda beyaz kan hücreleri olarak adlandırılan hücreler, hipokloröz Asit (HOCl) adı verilen fizyolojik bir madde içindir. Bu madde, doğada bilinen en geniş ve en etkili spektrum olan biyosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici ve insan sağlığına zararlı değildir. Etkili, doğada bilinen en iyi antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu en iyi bilinen dezenfektanı üretir.

**Sertifikalar :** CE,ISO 45001

**Mikrobiyolojik etki:** Bactericidal (including TBC), virucidal, fungicida

**İçerik:** Su, Hipokloröz asit

**Ambalaj :** 100 ml. - 250 ml. - 500 ml. - 1 lt. - 5 lt.

- Doğal Antiseptik Etki
- Bilimsel araştırmalar tarafından kanıtlanmış doğal antiseptik etki
- Cilt Dostu
- Uygun PH değeri



**Avantajlar**



| Ref.No     | Ürün İsmi          | Paket |
|------------|--------------------|-------|
| DC2080-100 | Superox Antisepsis | 100ml |
| DC2080-250 | Superox Antisepsis | 250ml |
| DC2080-500 | Superox Antisepsis | 500ml |
| DC2080-1   | Superox Antisepsis | 1lt   |
| DC2080-5   | Superox Antisepsis | 5lt   |



© 2020 Öncü Dental A.Ş. | Tüm hakları saklıdır..

Kayıtlı Markalarımız

T-protect | UltraFace® | FoldaFace® | T-Mask® | BodySafe® | Provisor Mask® | GoggleFace® | ProFeet®

dentac<sup>®</sup>

[www.dentac.com](http://www.dentac.com) | [info@dentac.com](mailto:info@dentac.com)

