

öncü
devices

Diş Hekimliğine Öncü Çözümler...

onodental.com


ÖNCÜ KATALOG

24

2001'den beri önceliğimiz, memnuniyetiniz.
23 Yıllık güveniniz için teşekkürler.

ONLINE KATALOG





MERKEZ

Oğuzhan Cd.No: 45 Fındıkzade/İstanbul
+90 212 621 51 40

ANKARA

Kavaklıdere Mh. Bankacı Sk.No:16/17
Çankaya / Ankara
+90 312 467 00 52

oncudental.com
info@oncudental.com

oncudental/



İçerik



3-29



31-47



49-59



61-65



67-71

T resto
VEGA
unique curing light

Dentac Teknolojisinin Yeni Yıldızı



dentac[®]
feel the innovation



CASTELLINI

PASSION FOR DENTISTRY
SINCE 1935

www.oncudental.com

AREA

MAKING SPACE FOR EXCELLENCE



Doktor Paneli



- Castellini Silent Silver 4L - LED ışıklı aeratör (22W tork, 4 su çıkışı, LED ışık)
- Castellini Fluo Implantor - LED ışıklı elektrikli mikromotor (100-40.000 rpm hız aralığı)
- Castellini Goldspeed Evo M5L - LED ışıklı kırmızı kuşak anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo S1L - LED ışıklı anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo D1L - LED ışıklı piyasemen
- Castellini Goldspeed Evo R20L - LED ışıklı implant anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo E4 - Reciprocal endodontik anguldurva
- Castellini Dahili Laec Apex Locator Sistemi - Reciprocal endodontik modül
- Castellini Dahili Fizyo Dispenser Modülü - İmplantoloji sistemi
- Castellini Piezsteril - LED ışıklı kavitrone (32.000 Hz, endo modu)
- Castellini Piezosurgery Sistemi - Ultrasonik cerrahi
- Castellini Inox 6 - Su ısıtıcılı hava su spreyi (steril edilebilir dış gövde)
- Castellini X VS HD RVG - 6 çıkışlı RVG
- Yeni Nesil Side-Flex Kamçı Kol Sistemi - Kamçı kol kilidi (sağ/sol hareket edebilen)
- Mikromotor için tork ve hız ayarı, kavitrone için hız ayarı ve endodonti modu

Reflektör



- Venus Plus MCT - Cerrahi reflektör (4.300-5.000-5.500 K gün ışığı, sensörlü kullanım, 50.000 lux güç)
- HDMI kablolarıyla tamamlanan ekran kol
- Castellini RX DC - Ünite monte röntgen cihazı

Asistan Paneli



- Castellini T-LED - Polimerizasyon cihazı (2.200 mW, 6 farklı program)
- Castellini Inox 3 - Hava su spreyi (steril edilebilir dış gövde)
- Castellini C-U2 HD - İnteraoral ağız içi kamera
- Bardak su ısıtıcısı - Asistan tepsi - İnce/kalın aspirasyon hortumu
- Autosterilization - Otomatik enstrüman su yolu dezenfeksiyon sistemi
- S.H.D - Otomatik aspirasyon dezenfeksiyon sistemi
- Karbon fiber kreşuar bloğu kaplaması - Elektrikli hareket eden kreşuar çanağı - Sensörlü bardak doldurucu

Koltuk



- Kablosuz ayak pedalı - Koltuk kontrolü (Chip Air/Chip Blower kontrolü)
- Aura koltuk - Elektromekanik sessiz koltuk sistemi (190 kg güçlü kaldırma kapasitesi)
- LED aydınlatma paketi
- Sesli komut sistemi
- Memory foam koltuk döşeme takımı
- Hava destekli 4 yönde hareket edebilen tetiyer
- C9 tabure - Bacak destek ergonomisi
- C8 tabure
- Sol kolçak - Sağ kolçak

Ürün

Fiyat

Area Comfort Plus Konfigürasyon

33.500 €

Area Gold Konfigürasyon

38.500 €

Area Premium Konfigürasyon

52.000 €

Area PremiumPlus Konfigürasyon

56.000 €

SKEMA₈



Doktor Paneli



- Castellini Silent Silver 4L Işıklı Aerator
- Castellini Implantor LED Işıklı Elektrikli Mikromotor (2 adet)
- Castellini Goldspeed Evo M5L LED Işıklı Kırmızı Kuşak Anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo S1L LED Işıklı Anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo D1L Işıklı Piyasemen
- Castellini Goldspeed Evo R20L Işıklı İmplant Anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo E4 Reciprocal Endodontik Anguldurva
- Castellini Dahili Laec Apex Locator Sistemi
- Reciprocal Endodontik Modül
- Castellini Dahili Fizyo Dispenser - İmplantoloji Sistemi
- Castellini Piezosteril Elektrikli LED Işıklı Kavitrone
- Castellini Piezosurgery Sistemi - Ultrasonik Cerrahi
- Castellini Inox 6 Su Isıtıcı Hava Su Spreyi
- Castellini X VS HD RVG (6 çıkış)
- Yeni Nesil Side-Flex Sağ/Sol Hareket Edebilen Kamçı Kol Sistemi - Kamçı Kol Kilidi
- Mikromotor için tork ve hız ayarı, kavitrone için hız ayarı ve endodonti çalışma modu
- 7 inç Full Dokunmatik Multimedya Renkli HD Kontrol Paneli - USB Bağlantı Modülü
- Endodonti, İmplantoloji ve Cerrahi Çalışma Yazılımı

Koltuk



- Wireless Kablosuz Ayak Pedalı (Koltuk Kontrolü - Chip Air/Chip Blower Kontrolü)
- N.S Koltuk (Elektromekanik Sessiz Koltuk Sistemi - 190 kg Güçlü Kaldırma Kapasitesi)
- Memory Foam Koltuk Döşeme Takımı
- Hava Destekli 4 Yönde Hareket Edebilen Tetiyer
- C9 Tabure - Bacak Destek Ergonomisi
- C8 Tabure
- Sol Kolçak - Sağ Kolçak

Asistan Paneli



- Castellini T-LED Polimerizasyon Cihazı (2.200 mW)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (steril edilebilir dış gövde)
- Castellini C-U2 HD Intraoral Ağız İçi Kamera
- Bardak Suyu Isıtıcısı
- Asistan Tepsisi - İnce/Kalın Aspirasyon Hortumu
- Otomatik Enstrüman Su Yolu Dezenfeksiyon Sistemi
- S.H.D - Otomatik Aspirasyon Dezenfeksiyon Sistemi
- Karbon Fiber Kreşuar Bloğu Kaplaması - Elektrikli Hareket Eden Kreşuar Çanağı - Sensörlü Bardak Doldurucu

Reflektör



- Venus Plus MCT Cerrahi Reflektör (4.300-5.000-5.500 K gün ışığı, sensörlü kullanım, 50.000 lux güç)
- HDMI Kablolarıyla Tamamlanan Ekran Kolü
- Castellini RX DC Ünite Monte Röntgen Cihazı

Ürün

Fiyat

SKEMA 8 Comfort Plus Konfigürasyon	32.500 €
SKEMA 6 Gold Konfigürasyon	35.000 €
SKEMA 6 Premium Konfigürasyon	48.500 €
SKEMA 6 Premium Plus Konfigürasyon	54.500 €

SKEMA₆



Doktor Paneli



- Castellini Silent Silver 4L Işıklı Aeratör (Kuplıklı - 22W Tork, 4 Su Çıkışı, LED Işık)
- İlk Castellini Implantor LED Işıklı Elektrikli Mikromotor (100-40.000 RPM Hız Aralığı)
- İkinci Castellini Implantor LED Işıklı Elektrikli Mikromotor (100-40.000 RPM Hız Aralığı)
- Castellini Goldspeed Evo M5L LED Işıklı Kırmızı Kuşak Ang
- Castellini Goldspeed Evo S1L LED Işıklı Anguldurva
- Castellini Goldspeed Evo D1L Işıklı Piyasemen
- Castellini Goldspeed Evo R20L Işıklı İmplant Angudurva
- Castellini Goldspeed Evo E4 Reciprocal Endodontik Ang
- Castellini Dahili Laec Apex Locator Sis Reciprocal End Mod
- Castellini Dahili Fizyo Dispenser Modülü - İmplantoloji Sis
- Castellini Piezsteril Elektrikli LED Işıklı Kavitrone (32.000 Hz, Endo Modu)
- Castellini Piezosurgery Sistemi - Ultrasonik Cerrahi
- Castellini Inox 6 Su Isıtıcılı Hava Su Spreyi (Steril Edilebilir Dış Gövde)
- Castellini X VS HD RVG (6 Çıkış)
- Yeni Nesil Side-Flex Sağ/Sol Hareket Edebilen Kamçı Kol Sistemi - Kamçı Kol Kilidi
- Mikromotor için Tork ve Hız Ayarı, Kavitrone için Hız Ayarı ve Endodonti Çalışma Modu
- 7 inç Full Dokunmatik Multimedya Renkli HD Kontrol Paneli - USB Bağlantı Modülü
- Endodonti, İmplantoloji ve Cerrahi Çalışma Yazılımları Mikromotor Hız Ayar Sistemi, Kavitrone Hız Ayar Sistemi, Renkli Smart Touch Ekran
- Endodonti Çalışma Yazılımı, İmplant Çalışma Yazılımı, Tork-Hız Kayıt Sistemi
- İmplant Çalışma Sistemi, Cerrahi Çalışma Sistemi
- İmplantoloji ve Cerrahi için kullanılabilir Fizyodispenser Sistemi, Pnömatik Doktor Tablası Kontrolü, Tüm Çalışma Aralıklarında 6'şar Program Kayıt Yazılımı

Reflektör



- Venus Plus MCT Cerrahi Reflektör (4.300-5.000-5.500 K gün ışığı, sensörlü kullanım, 50.000 lux güç)
- HDMI Kablolariyla Tamamlanan Ekran Kolu
- Castellini RX DC Ünite Monte Röntgen Cihazı

Asistan Paneli



- Castellini T-LED Polimerizasyon Cihazı (2.200 mW, 6 farklı program)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (Steril edilebilir dış gövde)
- Castellini C-U2 HD Intraoral Ağız İçi Kamera Bardak Su Isıtıcısı - Asistan Tepsisi - İnce/Kalın Aspirasyon Hortumu
- Autosterilization - Otomatik Enstrüman Su Yolu Dezenfeksiyon Sistemi
- S.H.D - Otomatik Aspirasyon Dezenfeksiyon Sistemi (Elektrikli hareket eden kreşuar çanağı - Sensörlü bardak doldurucu içerir)

Koltuk



- Power Pedal (Koltuk kontrolü - Chip Air/Chip Blower kontrolü)
- N.S Koltuk (Elektromekanik sessiz koltuk sistemi - 190 kg güçlü kaldırma kapasitesi)
- Multifonksiyonel Tetiyer
- C7 Tabure
- C8 Tabure
- Sol Kolçak

Ürün

Fiyat

SKEMA 6 Comfort Plus Konfigürasyon	29.000 €
SKEMA 6 Gold Konfigürasyon	32.500 €
SKEMA 6 Premium Konfigürasyon	47.000 €
SKEMA 6 Premium Plus Konfigürasyon	52.000 €

SKEMA₅



Doktor Paneli



- Castellini Silent Silver 2L Işıklı Aeratör (22W tork, 4 su çıkışı, LED ışık)
- İkinci Castellini Silent Silver 2L Işıklı Aeratör (22W tork, 4 su çıkışı, LED ışık)
- Castellini Handy Power LED Işıklı Elektrikli
- Mikromotor (100-40.000 RPM hız aralığı)
- Castellini Goldspeed Evo S1L LED Işıklı Anguldurva
- Castellini Piezosteril Elektrikli LED Işıklı Kavitrone (32.000 Hz, endo modu)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (Steril edilebilir dış gövde)
- Kamçı Kol Kilidi
- Mikromotor ve Kavitrone Hız Ayar Sistemi - 4 Satır
- Dijital Ekran - Ops. Endodonti Modu
- 3 Satırlı Renkli Hız/Tork Ayar Ekranı
- Mikromotor Hız Ayar Sistemi
- Kavitrone Hız Ayar Sistemi
- 7 Koltuk Hafıza Programı

Asistan Paneli



- Castellini T-LED Polimerizasyon Cihazı (2.200 mW, 6 farklı program)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (Steril edilebilir dış gövde)
- İnce/Kalın Aspirasyon Hortumu
- S.S.S Yedek Su Tankı

Reflektör



- Venus Plus LED Cerrahi Reflektör (5.000 K gün ışığı, sensörlü kullanım, 50.000 lüks güç)
- HDMI Kablolarıyla Tamamlanan Ekran Kolu

Koltuk



- Power Pedal (Koltuk kontrolü - Chip Air/Chip Blower kontrolü)
- N.S Koltuk (Elektromekanik sessiz koltuk sistemi - 190 kg güçlü kaldırma kapasitesi)
- Multifonksiyonel Tetiyer
- C7 Tabure
- C8 Tabure
- Sol Kolçak

Ürün

SKEMA 5 Performance Konfigürasyon

SKEMA 5 Performance Plus Konfigürasyon

SKEMA 5 Comfort Konfigürasyon

Fiyat

19.500 €

20.750 €

23.500 €

PUMA
ELI



Doktor Paneli



- Castellini Silent Silver 2L Işıklı Aeratör (22W tork, 4 su çıkışı, LED ışık)
- İkinci Castellini Silent Silver 2L Işıklı Aeratör (22W tork, 4 su çıkışı, LED ışık)
- Castellini Handy Power LED Işıklı Elektrikli Mikromotor (100-40.000 RPM hız aralığı)
- Castellini Goldspeed Evo S1L LED Işıklı Anguldurva
- Castellini Piezsteril Elektrikli LED Işıklı Kavitrone (32.000 Hz, endo modu)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (Steril edilebilir dış gövde)
- Kamçı Kol Kilidi
- Mikromotor ve Kavitrone Hız Ayar Sistemi, 3 Yan Dizinli Dijital Ekran
- Mikromotor ve Kavitrone Hız Ayar Sistemi, 3 Yan Dizinli Dijital Ekran Mikromotor Hız Ayar Sistemi, Kavitrone Hız Ayar Sistemi, 7 Koltuk Hafıza Programı, Işıklı-Işıksız Enstrüman Çalıştırma Sistemi, 3 Yan Dizinli Dijital Ekran, Mikromotor Sağ-Sol Dönüş Sistemi Kamçı Kolların Çalışma Esnasında Geri Gitmesini Engelleyen Kamçı Kol Kilitleri

Asistan Paneli



- Castellini T-LED Polimerizasyon Cihazı (2.200 mW, 6 farklı program)
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi (Steril edilebilir dış gövde)
- İnce/Kalın Aspirasyon Hortumu
- S.S.S Yedek Su Tankı

Reflektör



- Venus E LED Reflektör (40.000 lux)
- HDMI Kablolarıyla Tamamlanan Ekran Kolu

Koltuk



- Power Pedal (Koltuk kontrolü - Chip Air/Chip Blower kontrolü)
- Dama Koltuk (Elektromekanik sessiz koltuk sistemi - 190 kg güçlü kaldırma kapasitesi)
- Multifonksiyonel Tetiyer
- C7 Tabure
- C8 Tabure
- Sol Kolçak

Ürün

PUMA ELI R Performance Konfigürasyon

PUMA ELI R Performance Plus Konfigürasyon

PUMA ELI R Comfort Konfigürasyon

Fiyat

17.000 €

19.500 €

20.750 €

PUMA
ELI 13



Doktor Paneli



- PUMA ELI R SAĞ - SOL Comfort Konfigürasyon
- Castellini Silent Silver Evo Işıklı 2L Türbin
- İkinci Castellini Silent Silver Evo Işıklı 2L Türbin
- Castellini Handy Power LED Işıklı
- Elektrikli Mikromotorz
- Castellini Goldspeed Evo S1L Işıklı Anguldurva
- Castellini Piezosteril Işıklı Elektrikli Kavitrone
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi

Özellikler:

- Koltuğa bağlı tablet, sağ ve sol el kullanımına göre hızlı ve kolayca yer değiştirebilir.
- Elektrikli mikromotor için hız ayarı yapılabilir.
- Mikromotor için sağ/sol dönüş kontrolü mevcuttur.
- Elektrikli scaler için hız ayarı yapılabilir.
- Elektrikli scaler için endo modu ayarı yapılabilir.
- 7 koltuk hafıza programı
- Kamçı kolların çalışırken geri gitmesini engelleyen kamçı kol kilitleri
- Tüm enstrümanlar için ayrı ayrı hava ayarı ve su ayarı yapılabilir.

Reflektör



- Castellini T-LED Polimerizasyon Cihazı
- Castellini Inox 3 Hava Su Spreyi
- Yedek Su Tank Sistemi
- İnce/Kalın Aspirasyon Hortumları
- Koltuk Hareket Butonları - Bardak Doldurma ve Kreşuar Yıkama Butonları - Reflektör Açma-Kapama Butonları

Asistan Paneli



- Dama Koltuk (190 kg kaldırma kapasitesi)
- C7 Tabure
- C8 Tabure
- Multifonksiyonel Tetiğer
- Power Ayak Pedalı

Koltuk



- Venüs Plus led 50.000 Lux
- HDMI Kablolarıyla Tamamlanan Ekran Kolu

Ürün

- PUMA ELI R Sağ-Sol Comfort Konfigürasyonu
- PUMA ELI R Sağ-Sol Comfort Plus Konfigürasyonu

Fiyat

- 23.000 €
- 27.000 €

GoldSpeed Evo M5L Anguldurva



1:5 Işıklı Kırmızı Kuşak Anguldurva, mikromotordan gelen hızı 5 katı değerinde artırır ve kesimlerinizde hız ve gücü bir arada kullanmanızı sağlar. Bu anguldurva, 25.000 lux LED ışık kaynağına sahiptir ve otoklavda steril edilebilir.

GoldSpeed Evo S1 Anguldurva



Restoratif ve genel diş hekimliğinde kullanılan Mavi Kuşak Anguldurva, 1:1 oranında hız yansır ve otoklavda steril edilebilir.

GoldSpeed Evo R20L Anguldurva



20:1 hız yansıtma oranına sahip implant ve ağız cerrahisinde kullanılabilen ışıklı Anguldurva. Push button kafası sayesinde otoklavda steril edilebilir.

GoldSpeed Evo S1L Anguldurva



Mavi Kuşak Işıklı Anguldurva, 1:1 oranında hız yansır ve restoratif ve genel diş hekimliğinde kullanılır. Ayrıca otoklavda steril edilebilir.

GoldSpeed Evo E16



16:1 oranında hız düşürücü Yeşil Kuşak Endodontik Anguldurva, endodontik işlemlerde kullanılır ve otoklavda steril edilebilir.

GoldSpeed Evo Işıklı D1L Piyasemen



1:1 oranında hız yansıtan Işıklı Mavi Kuşak Piyasemen, dental uygulamalarda kullanılan bir cihazdır ve otoklavda steril edilebilir.

Ürün

Fiyat

GoldSpeed Evo M5L Işıklı Kırmızı Kuşak Anguldurva	1.650 €
GoldSpeed Evo R20L İmplant Işıklı Angulduruva	2.100 €
GoldSpeed Evo E16 Endodontik Angulduruva	880 €

Ürün

Fiyat

GoldSpeed Evo S1	1.010 €
GoldSpeed Evo S1L Angulduruva	1.150 €
GoldSpeed Evo D1L Işıklı Piyasemen	1.445 €

GoldSpeed Evo D1 Piyasemen



- 1:1 oranında hız yansıtan Mavi Kuşak Piyasemen, dental uygulamalarda kullanılan bir cihazdır ve otoklavda steril edilebilir.

Silent Silver Evo Işıklı 4L Aeratör



- 25.000 lux LED ışık
- 22 W tork
- 350.000 - 400.000 rpm hız
- 4 su spreyi
- 57 dB düşük ses seviyesi
- Rahat kullanım için kuplink uyumu
- Temiz kafa sistemi
- Push buton özelliği, otoklavda steril edilebilir
- Chip air/blower uyumu

Silent Silver 2L Işıklı Aeratör



25.000 lux LED ışık, 22 W tork, 350.000-400.000 rpm hız, 4 su spreyi, 57 dB düşük ses seviyesi, temiz kafa sistemi, push buton özelliği ile otoklavda steril edilebilir, chip air/blower uyumu.

C7-C8 Tabure



C9 Tabure



Castellini, tabureleri kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlamıştır. Doktorun çalışma süresince rahat olmasını sağlamak için kullanılan tüm tabure parçaları özenle seçilmiştir. Ergonomik yapıları, olağanüstü rahatlık sağlar.

Ürün

Fiyat

GoldSpeed Evo D1 İçten Sulu Piyasemen	835 €
Silent Silver Evo 4L Işıklı Aeratör	1.090 €
Silent Silver Evo 2L Işıklı Aeratör	890 €
4L Işıklı Aeratör için Kuplink	400 €

Ürün

Fiyat

C9 Tabure	1.490 €
C8 Tabure	820 €
C7 Tabure	820 €

THALYA



El aletlerinin ve türbinlerin mükemmel bir şekilde yağlanması ve temizlenmesi, 55 saniyede 4 enstrümanın aynı anda yağlanması ve temizlenmesini sağlar. Bu üç aşamalı süreç şunlardır:

- Kanalların temizlenmesi
- Yağlama
- Fazla yağın temizlenmesi

Kontrol paneli üzerinden döngü aşamalarının süresi kişiselleştirilebilir ve 200-500 ml'lik yağlarla kullanılabilir.

THALYAPLUS



Tabureler kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlandı ve doktorun rahatlığı için özenle seçilen parçalarla ergonomik yapı sağlarlar. El aletleri ve türbinlerin mükemmel yağlanması ve temizlenmesi için altı aşamalı bir süreç kullanılır:

- Kanalların temizlenmesi: El aletlerinin ve türbinlerin içindeki kanalların temizlenmesi.
- İç temizleme: El aletlerinin ve türbinlerin iç kısımlarının temizlenmesi.
- İç ve dış dezenfeksiyon: El aletlerinin ve türbinlerin iç ve dış kısımlarının dezenfekte edilmesi.
- Yağlama: El aletlerinin ve türbinlerin yağlanması.
- Fazla yağın temizlenmesi: Yağlanmış olan el aletlerinin ve türbinlerin fazla yağlarının temizlenmesi.
- Kurutma: El aletlerinin ve türbinlerin kurutulması işlemi.

Bu süreç, kullanıcının enstrümanlarını mükemmel bir şekilde temizleyip, dezenfekte edip, yağlayıp ve kurutmasını sağlar, böylece hijyen ve kullanım ömrü bakımından en iyi sonuçları elde edilir.

Ürün

Thalya
ThalyaPlus

Fiyat

2.500 €
4.750 €

RX DC Ayaklı Mobil Röntgen



X-VS HD RVG



RX DC Duvar Tip Röntgen



DC tip jeneratör, düşük radyasyonla yüksek çözünürlükte görüntü alımını sağlar. Focal spotu 0.4 mm olan bu jeneratör, toplam filtrasyonu 2.0 mm Al/70kV'dir. Akımı 4/8mA ve voltajı 60/65/70 kV'dir. Ayrıca, şutlama zamanı 0.020-1.000 sn aralığında gerçekleşir.

Yeni nesil CSL CMOS sensörüyle yüksek çözünürlüklü HD görüntüler elde edilir. USB 2.0 bağlantısı sayesinde bilgisayara hızlı bir şekilde bağlanabilir. Sensör, 25 lp/mm çözünürlüğüne sahiptir ve 16384 gri ton aralığını kapsar. Güçlendirilmiş ve esnek kabloya sahip sıvı geçirmez bir dış gövdeye sahiptir.

RVG sensörünün ihtiyaç duyduğu ışımaya süresi ve şiddeti markadan markaya farklılık gösterebilir. Bu süre genellikle 3 ile 10 ms arasındadır ve bu aralık dışında görüntü alınamaz. Röntgen cihazları zamanla hassasiyetlerini kaybedebilir, bu durumda cihazın ayarlarının yeniden yapılması veya güncelleme gerekebilir. 90 derece kuralının ihlali, görüntü kalitesini etkileyebilir ve ideal kullanım ömrünün sonunda hassasiyet düşebilir.

Ürün

Fiyat

RX DC Duvar Tip Röntgen
RX DC Mobil Tip Röntgen

3.400 €
4.200 €

Ürün

Fiyat

XVS HD Rvg 1 No Sensör

3.750 €

XRADIUS
TRIO PLUS



CASTELLINI X RADIUS TRIO PLUS, her zaman üstün 3 boyutlu görüntü çözünürlüğü sunar. 12 farklı konfigürasyon seçeneğiyle, ihtiyacınıza en uygun X RADIUS TRIO PLUS 3D cihazını seçebilirsiniz. Hibrid teknoloji ve hızlı güncelleme özellikleriyle donatılmıştır.

Cihazın özellikleri arasında taşınabilir PAN / CEPH dedektörü, özel 2D ve 3D dedektörlerinin otomatik seçimi (Patentli) ve CB3D teknolojisi yer alır. CB3D, tek bir tarama çalışmasıyla yüksek çözünürlüklü (68 mikron) veriler elde etmenizi sağlar. Tüm görüntüler HD kalitesindedir ve 3D görüntüleme, en iyi görüntü aralığını ve çözünürlüğü sunar.


X-Radius, ince detayları en yüksek çözünürlükte sunarak hızlı ve etkin bir tanıya olanak tanır. Cihazın geniş FOV alanı (13x16 cm), ultra yüksek çözünürlüğü (68 mikron voksel), düşük x-ışını ve teşhisleri genişletme özelliği ön plana çıkar. Üst ve alt çene ile maksiller sinüs taramaları için optimize edilmiş tam analizler sunar.

ENT (Kulak-Burun-Boğaz) incelemesi için şu alanlar kullanılır:


- Kulak için 7x6 cm FOV (Alan Görüşü)
- Burun ve maksiller sinüsler için 13x8 cm FOV.
- Ağız ve Boğaz için 13x10 cm FOV
- Total Hava Yolları için 13x16 cm FOV
- İç ve orta kulak yapılarının detaylı incelemesi, 7x6 cm FOV ve 68 µm voksel boyutu ile yuvarlak pencere, yarım daire kanalı ve ossikler zincirini içerir.

FOV ALANLARI

10 x 8 versiyon	13 x 16 versiyon	
10 x 8 cm	13 x 16 cm	10 x 6 cm
10 x 6 cm	13 x 10 cm	8 x 8 cm
8 x 8 cm	13 x 8 cm	8 x 6 cm
8 x 6 cm	10 x 10 cm	6 x 6 cm
6 x 6 cm	10 x 8 cm	(4 x 4/7 x 6 opsiyonel)




Total Hava Yolları



13 x 16 cm FOV ile tüm hava yolları tek bir taramada görüntülenir. Bu, total dentisyon, maksiller sinüsler ve üst hava yollarının detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar. Bu inceleme ile muhtemel daralmalar belirlenebilir ve obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS) tanısı konulmasına yardımcı olabilir.

İmplant Planlama



Gelişmiş implant planlama araçlarıyla kemik miktarı ve mandibular kanal gibi çevre dokulara olan uzaklıkların ölçülebilmesi, operasyonun daha güvenli ve başarılı geçmesini sağlar.

Endodontik Tetkikler - Eşsiz Çözünürlük



68 µm çözünürlükle mandibular kanalın tedavisi, mikro fraktürlerin belirlenmesi ve kök rezorpsiyonu gibi endodontik vakalarda mükemmel detaylar elde edilir.

Ürün

Fiyat

X-Radius Trio Plus 3D 10x8 FOV	85.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 10x8 F OV Full Touch	87.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 13x16 FOV	95.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 10x8 FOV + Ceph (tek sensör)	95.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 10x8 FOV Full Touch + Ceph (tek sensör)	97.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 10x8 FOV + Sefalometrik (çift sensör)	104.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 10x8 FOV Full Touch + Ceph (çift sensör)	107.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 13x16 FOV Full Touch + Ceph (tek sensör)	109.000 €
X-Radius Trio Plus 3D 13x16 FOV Full Touch + Ceph (çift sensör)	118.500 €

XRADIUS TRIO PLUS



Castellini dijital panoramik cihazı, kendi sektöründe standartları belirleyen özelliklere sahiptir. Profesyoneller için özel olarak tasarlanmış olan bu cihaz, dijital panoramik çekimlerde beklenen tüm ihtiyaçları en üst seviyede karşılar. Ayrıca, yeni nesil dijital görüntüleme ihtiyaçlarına uygun olarak 2D panoramikten 3D tomografiye dönüştürme özelliğine sahiptir ve istenildiğinde sefalometri özelliği de eklenir.

Otomatik morfoloji tanımlama özelliği sayesinde panoramik çekilecek hastaya özel pozlama (kV - mA) değerleri belirlenir ve hastanın morfolojik tanımlaması dijital olarak en iyi seviyede yapılır. Bu şekilde, hastanın maruz kaldığı x-ışını dozu optimal seviyede tutulurken elde edilen görüntülerde keskinlik ve homojenlik en üst seviyededir. Ayrıca, özel tasarlanmış kafa sabitleme sistemi ile çekim esnasında hastanın hareketleri kısıtlanır ve 7 noktalı sabitleme mekanizması çekim kalitesini %100 etkiler.


2D tetkiklerde sunulan özellikler şunlardır:

- Standart PAN: Geleneksel panoramik görüntüleme
- MultiPAN: Farklı odak noktalarıyla 5 farklı görüntü oluşturarak süperpoze durumlarda eksik kalan bölgelerin görünmesini sağlar.
- Ortogonal panoramik: Dişlerin üst üste binmesini azaltarak periodontal analizi geliştirir.
- Çocuk panoramik görüntüleme
- Dentisyon görüntüleme
- Bitewing görüntüleme
- Maksiller sinüs görüntüleme
- Temporomandibüler eklem (ağız açık/kapalı) görüntüleme
- X-Radius Trio Plus 2D: Hızlı, pratik ve yüksek çözünürlüklü görüntüler sunar.
- MRT (Morfoloji Tanıma Teknolojisi): Hastanın morfolojik tanımını geliştirir.
- Servo kontrollü hasta konumlandırma
- Odak noktası ayarı
- 3 motor teknoloji: 2 motor çevirme ve 1 motor dönme
- Düşük x-ışını dozu için çoklu dedektör sunar.
- Yüz yüze konumlandırma ve 3 referans lazer kullanımı
- Çoklu PAN/SEF sensörü

Sefalometri teknolojisinin sunduğu özellikler şunlardır:

- Yüksek performans ve hızlı tarama
- Latero-lateral (yandan-yana) tetkiklerde seçilebilir uzunluk (18 cm - 30 cm)
- Çocuk hastalar için düşük yükseklik, kısa süreli tarama ve düşük doz
- Ön - arka (AP) ve arka - ön (PA) tetkikleri
- Karpal tetkik (18 cm)

Bu özellikler sefalometri teknolojisinin kullanımıyla sağlanır ve hastaların geniş bir yelpazede ihtiyaçlarına uygun tetkikler yapılmasını sağlar.



Ürün	Fiyat
X-Radius Trio Plus 2D	33.500 €
X-Radius Trio Plus 2D Full Touch	34.250 €
X-Radius Trio Plus 2D + Ceph (tek sensör)	42.000 €
X-Radius Trio Plus 2D Full Touch + Ceph (tek sensör)	44.500 €
X-Radius Trio Plus 2D + Ceph (çift sensör)	49.000 €
X-Radius Compact 3D CEPH 10x10 FOV	52.500 €

KLİNİK İHTİYAÇLARINIZ İÇİN HEPSİ BİR ARADA



30'dan fazla 2D program ve 6 adet sefalometrik programla birlikte, düşük doz ve yüksek çözünürlük sağlayan bir dijital görüntüleme sistemi sunulmaktadır. Otomatik dozaj kontrolü ile X SAFE - MRT özelliği, hastanın maruz kaldığı x-ışını dozunu optimal seviyede tutarken görüntülerde keskinlik ve homojenlik sağlar.

Üç farklı tomografi çekim modu sunulur:

Hızlı Tarama: Çocuklar veya operasyon sonrası kontrol tetkiki için

Standart Tarama: Yüksek çözünürlüklü görüntü ile ilk teşhis ve tedavi planı için

Ultra Tarama: Mikro yapıların görüntülenmesi için daha yüksek çözünürlük

Multilevel PAN ORTHO ise tek bir taramada aynı süre ve dozajda, teşhis gereksinimlerinize en uygun olanı seçmek için odak noktası farklı 5 görüntü oluşturarak superpoze olmadan arayüzler ve kök yapıları görünür hale gelir.



implant Planlama

Tanı ve tedavi planınız için ihtiyacınız olan her şey



MultiFOV

6 x 6 cm'den 10 x 10 cm'ye kadar seçilebilen FOV ile istenilen bölgeye odaklama yapılabilir.

ÇEŞİTLİ 2D GÖRÜNTÜLEME MODLARI


Yetişkin & Çocuk panoramik

Bitewing

Dentisyon

Maksiller Sinüs

TMJ



Ürün

X-Radius Compact 3D CEPH 10x10 FOV

Fiyat

77.500 €



XRADIUS COMPACT 2D/3D

MRT (Morfoloji Tanımlama Teknolojisi), panoramik çekim sırasında hastaya özel pozlama değerlerini belirleyen ve hastanın morfolojik tanımını dijital olarak en iyi seviyede sağlayan bir otomatik özelliktir. Bu sayede hastanın maruz kaldığı x-ışını dozu optimal düzeyde olurken elde edilen görüntülerde keskinlik ve homojenlik en üst seviyede tutulur.

Sensör tip	3D/2D version Amorphous Silicon (CSI)
X Işını dönüştürme yöntemi	CsI (Sezyum İyodür) Sintilatör
Görüntü voksel boyutu	160µm / 80 µm
Gri skalası	65535
Dinamik aralık	16 bit
Minimum dilim kalınlığı	0.075mm
Mevcut FOV boyutları (DxH)	10x10cm 10x7cm 10x6cm 8x10cm 8x7cm; 8x6cm 6x7cm 6x6cm
Voltaj	60-90 kV
Anodik akım	4-15 mA (1mA aralığı ile akım ayarı yapılabilir)
Program	Implant planlama programı /3.parti yazılımlarına uyum / DICOM uyumlu

Ürün

X-Radius Compact 3D 10x10 FOV

Fiyat

60.000 €



- Farklı enstrüman ve el aletleri için uygun programlar.
- Farklı boyutlardaki yükler için aynı seviyede sterilizasyon sağlar.
- USB flash bellek ile hafıza kaydı yapabilirsiniz.
- Avrupa üretim standardı EN 13060'a uygun olarak test edilmiştir.
- Buhar jeneratörü ile %100 sterilizasyon sağlar.
- %30 enerji tasarrufu sağlayarak daha hızlı sterilizasyon yapar.
- 3 aşamalı kapı kilit sistemi ile yüksek güvenlik sağlar.
- C Platinum, şebeke suyu arıtımı için harici su bağlantısı gerektirmez, kendi distile suyunu üretir.
- Farklı filtrasyon sistemleri, kullanım kolaylığı sağlar.
- Toplam tüketim 50 devir başına 5 litredir, yani yaklaşık olarak her döngüde 1Z00 ml kullanır.

X SAFE - MRT: OTOMATİK DOZAJ KONTROLÜ

Hastanın morfolojik tanımlamasını dijital olarak en iyi seviyede belirler. Böylece hastanın maruz kaldığı x-ışını dozu optimal seviyede olurken elde edilen görüntülerde keskinlik ve homojenlik en üst seviyededir.

Sefalometri Teknolojisi

Yüksek performans, ultra hızlı tarama
Çocuk hastalar hızlı tarama modu



Ürün

X-Radius Compact 2D CEPH

Fiyat

34.500 €

X-RADIUS COMPACT 2D



MultiPAN, tek bir taramada aynı süre ve dozda, teşhis gereksinimlerinize en uygun olanı belirlemek için farklı odak noktalarına sahip 5 görüntü oluşturur. Bu şekilde, süperpoze gibi durumlarda görünmeyen bölgeler daha net bir şekilde görülebilir hale gelir.

Sensör tip	CMOS sensör
Detektör çözünürlüğü	10.4lp/mm
Görüntü pixel boyutu	100µm
Gri skalası	1638
Voltaj	60-85 kV
Anodik akım	4-15 mA (1mA aralığı ile akım ayarı yapılabilir)
Total Filtrasyon	2.5 Al
Program	Implant planlama programı / 3.parti yazılımlarına uyum / DICOM uyumlu
Çekim süresi	Yetişkin HD 12.2 sn / Çocuk 10.9 sn / MultiPAN 12.2 sn
Çekim modları	TMJ - Bitewing - Çocuk - Maksiller Sinüs - MultiPAN - QuickPAN

Ürün

X-Radius Compact 2D (CEPH READY)
X-Radius Compact 2D (PAN EASY)

Fiyat

24.500 €
23.500 €

C 22 Otoklav



- Farklı enstrüman ve el aletleri için uygun programlar.
- Farklı boyutlardaki yükler için aynı seviyede sterilizasyon sağlar.
- USB flash bellek ile hafıza kaydı yapabilirsiniz.
- Avrupa üretim standardı EN 13060'a uygun olarak test edilmiştir.
- Buhar jeneratörü ile %100 sterilizasyon sağlar.
- %30 enerji tasarrufu sağlayarak daha hızlı sterilizasyon yapar.
- 3 aşamalı kapı kilit sistemi ile yüksek güvenlik sağlar.

Distile Su Cihazı



Ürün

Fiyat

C17 Platinum Otoklav	8.900 €
C22 Platinum Otoklav	9.700 €
C28 Platinum Otoklav	11.200 €
C17 B Tip Otoklav	4.800 €
C 22 B Tip Otoklav	5.500 €
C 28 B Tip Otoklav	7.200 €
Pure 500 Demiralizer Sistem	1.042 €
Pure 100 Demiralizer Sistem	520 €
Harici Printer	410 €
Harici BarKod Okuyucu Ve Etiket Printer	1.090 €
Wi-Fi Bağlantı Sistemi	250 €

C Platinum Serisi Otoklav



- C Platinum, şebeke suyu arıtımı için harici su bağlantısı gerektirmez, kendi distile suyunu üretir.
- Farklı filtrasyon sistemleri, kullanım kolaylığı sağlar.
- Toplam tüketim 50 devir başına 5 litredir, yani yaklaşık olarak her döngüde 1Z00 ml kullanır.

Poşetleme Cihazı



Ürün

Fiyat

Stillo Distile Su Cihazı	330 €
Millseal Otomatik Poşetleme Cihazı	1.880 €
Millseal Poşetleme Cihazı	660 €
Millseal Dijital Poşetleme Cihazı	2.290 €
Millseal Dijital Poşetleme Cihazı+Printer	2.950 €

T45



T60



H10



Dezenfeksiyon Yeniliği

Hybrid Dezenfeksiyon Cihazı Tethys H10, ultrason gücüyle suyun kuvvetini, ısı enerjisini ve maksimum güvenliği birleştirerek olağanüstü hız ve kullanım kolaylığı sağlar. Tek bir özel süreçte dekontaminasyon, yıkama, dezenfeksiyon ve kurutma işlemlerini bir araya getirerek daha basit, hızlı ve etkili bir iş akışı sunar. Tethys H10, sağlık çalışanlarının iş yükünü azaltmak için etkili bir termal dezenfeksiyon sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Hijyen ön planda
Tethys serisinin termal dezenfeksiyon cihazları tam otomatik çalışır. Mükemmel alet temizliği ve dezenfeksiyonu sağlar. Hem 45 cm (Tethys T45) hem de 60 cm (Tethys T45 T60 / T45 T60 D60) versiyonları, termal dezenfeksiyon için uygun tepsiler sunar.



Ürün

Fiyat

Tetyhs D 60 Enstrüman Yıkama Cihazı	14.000 €
Tetyhs T 60 Enstrüman Yıkama Cihazı	11.250 €
Tetyhs T 45 Enstrüman Yıkama Cihazı	9.500 €
Tetyhs H 10 Termal Dezenfeksiyon Cihazı	8.000 €

SIRIUS

AĞIZ İÇİ TARAYICI

Dijital Diş Hekimliğine Giriş







DÜRR DENTAL



Dürr Dental tarafından üretilen dental kompresörler, dünya çapında standartları belirleyen üst düzey teknoloji ve kaliteyle donatılmıştır. Bu kompresörler, sessiz çalışan güçlü motor yapılarıyla dikkat çekerler. Dental uygulamalarda kullanılan basınçlı havanın üç temel özelliğe sahip olması gerekmektedir:

Kuru: Üretilen basınçlı havanın doğru bir kurutucu ile kurutulması, el aletlerinin ömrünü uzatır ve bakım ihtiyacını azaltır. Dürr Dental kompresörlerinde dayanıklı ve havanın nemini sabit tutan bir kurutucu opsiyonel olarak bulunmaktadır. Kurutucu ünitesi, nemli ortamın organizmaların çoğalmasına engel olur. Kurutucu performansı zamanla değişmez, sürekli ve sabittir.

Yağsız: Havanın yağsız piston teknolojisiyle sıkıştırılması, hasta sağlığı ve tedavi kalitesi için önemlidir. Dürr Dental kompresörler, yağsız piston teknolojisiyle çalışır. Bu teknoloji, yağlı sistemlerden daha hijyenik ve güvenilirdir.

Hijyenik: Dürr Dental kompresörleri, hava giriş filtresi ve kurutucu üst ince filtresiyle filtrelenerek içindeki partiküllerden arındırılır. Ayrıca, özel antibakteriyel kaplamaya sahip hava tankı sayesinde havanın kalitesi uzun süre boyunca korunur. Steril filtre opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Bu özelliklerle donatılmış olan Dürr Dental kompresörleri, güvenilirlik ve hijyen konularında maksimum performans ve uygunluk sağlar.



Tornado 1



- 1 / 2 Tedavi Ünitesi için
- 67 l/ dk (kurutucusuz) (5 Bar Basınçta)
- 60 l/dk (kurutuculu) (5 Bar Basınçta)
- 64 dB(A) Ses Seviyesi

Tornado 2



- 2/3 Tedavi Ünitesi için
- 124 l/ dk (kurutucusuz) (5 Bar Basınçta)
- 110 l/ dk (kurutuculu) (5 Bar Basınçta)
- 68 dB(A) Ses Seviyesi

Tornado4



- 4/ 6 Tedavi Ünitesi için
- 235 l/ dk (kurutucusuz) (5 Bar Basınçta)
- 205 l/ dk (kurutuculu) (5 Bar Basınçta)
- 70 dB(A) Ses Seviyesi

Kompresörlerin dental ünite bağlanma kapasitesi ile ilgili veriler standartlara uygun olarak bağımsız bir aspirasyon sistemi mevcut bulunduğu varsayılarak belirtilmiştir.

	Tornado 1	Tornado 1 Kurutuculu	Tornado 2	Tornado 2 Kurutuculu	Tornado 4	Tornado 4 Kurutuculu
Hava üretim kapasitesi (5 Bar)	67 l/dk	60 l/dk	124 l/dk	110 l/dk	235 l/dk	205 l/dk
Tank Hacmi	20 l	20 l	20 l	20 l	50 l	50 l
Voltaj	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Çalışma Basınç Aralığı	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar
Boyutlar Y-G-D	66*48*37 cm	66*49*43 cm	64*48*37 cm	64*49*43 cm	72*76*53 cm	72*76*60 cm
Ses Seviyesi	64 dB(A)	64 dB(A)	68 dB(A)	68 dB(A)	70 dB(A)	70 dB(A)
Çalıştırma / Bağlanma Ünit Adedi	1 / 2	1 / 2	2 / 3	2 / 3	4 / 6	4 / 6
Fiyat	1.650 €	2.770 €	2.850 €	4.050 €	5.050 €	6.300 €

Primo



- 1 / 2 Tedavi Ünitesi İçin
- 65 dB(A) Ses Seviyesi
- 58 l/ dk (5 Bar Basınçta)

Duo



- 2 / 3 Tedavi Ünitesi İçin
- 68 dB(A) Ses Seviyesi
- 115 l/ dk (5 Bar Basınçta)

Trio



- 3 / 5 Tedavi Ünitesi İçin
- 69 dB(A) Ses Seviyesi
- 160 l/ dk (5 Bar Basınçta)

Quattro



- 4 / 6 Tedavi Ünitesi İçin
- 70 dB(A) Gürültü Seviyesi
- 215 l/ dk (5 Bar Basınçta)

Quattro Tandem



- 10 / 16 Tedavi Ünitesi İçin
- 74 dB(A) Ses Seviyesi
- 430 l/ dk (5 Bar Basınçta)
- Çift Motorlu, Çift Kurutuculu
- Bağımsız çalışma prensibine sahip iki motor özel bir pcb ile kontrol edilir.

Duo Tandem



- 4 / 6 Tedavi Ünitesi için
- 69 dB(A) Gürültü Seviyesi
- 230 l/ dk (5 Bar Basınçta)
- Bağımsız çalışma prensibine sahip iki motor özel bir pcb ile kontrol edilir.

Quattro P20




- 20 / 30 Tedavi Ünitesi için
- 78 dB(A) Ses Seviyesi
- 860 l/ dk (5 Bar Basınçta)
- 4 Motorlu, 4 Kurutuculu
- Bağımsız çalışma prensibine sahip 4 motor özel bir pcb ile kontrol edilir.

	Primo	Duo	Trio	Quattro	Duo Tandem	Quattro Tandem	Quattro P20
Hava üretim kapasitesi (5 Bar)	58 l/dk	115 l/dk	160 l/dk	215 l/dk	230 l/dk	430 l/dk	860 l/dk
Tank Hacmi	20l	20 l	50 l	50 l	50 l	90 l	90 l
Voltaj	230 V	230 - 400 V	230 V	400 V	230 - 400 V	400 V	400 V
Çalışma Basınç Aralığı	6 -7.8 bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	6- 7,8 Bar	5,5- 7,5 Bar	5,5- 7,5 Bar	5,5- 7,5 Bar
Boyutlar Y-G-D	69*49*47 cm	69*49*46 cm	76*74*52 cm	76*74*52 cm	76*75*52 cm	76*102*62 cm	113*115*77 cm
Ses Seviyesi	65 dB(A)	68 dB(A)	69 dB(A)	70 dB(A)	69 dB(A)	74 dB(A)	78 dB(A)
Çalıştırma / Bağlanma Ünit Adedi	1/2	2 / 3	3 / 5	4 / 6	4 / 6	10 / 16	20 / 30
Fiyat	3.450 €	5.650 €	6.750 €	7.970 €	8.740 €	12.600 €	24.050 €

Kompresörlerin dental ünite bağlanma kapasitesi ile ilgili veriler standartlara uygun olarak bağımsız bir aspirasyon sistemi mevcut bulunduğu varsayılarak belirtilmiştir.



Aspiratör/ Separatör



Dürr Dental, 50 yılı aşkın tecrübesiyle yüksek kaliteli ve inovatif aspirasyon sistemleri sunmaktadır. İlk cerrahi aspiratörü üretme başarısıyla yatar pozisyonda tedavi yöntemlerini mümkün kılmıştır. Artık etkili bir aspirasyon sistemi kullanmak diş hekimliği uygulamalarının temel bir gerekliliği haline gelmiştir. Bu sistemler operasyonları kolaylaştırır, hızlandırır ve ortam havasını temizler.

Dürr Dental cerrahi aspiratörler, tükürük kanülü ile sıvı birikmesini engeller ve cerrahi kanül ile aerosol bulutunu etkin bir şekilde uzaklaştırır. Bu özellikler, havalı emiş teknikleriyle sağlanamayan bir etkinliği sunar. Bu aspiratörlerin tercih edilme nedenleri şunlardır:

- Sürekli ve sabit emiş gücü
- Güçlü ve dayanıklı yapısı
- Enerji tüketimini azaltan elektronik kontrollü özellikler
- Dahili separatör sayesinde sıvı emiş imkanı
- Yüksek köpük toleransı
- Teknik bakım gerektirmemesi
- Optimum fiyat performans oranı
- Ağız içi operasyonlardaki enfeksiyon riskini azaltmak için düzenli olarak aspirasyon dezenfektanı ve temizleyicisi kullanılması önerilir.

VS 300

1 / 2 Tedavi
Ünitesi İçin
63 dB(A)



Amalgam
seperatör



VS 600

2 / 3 Tedavi
Ünitesi İçin
63 dB(A)



VS 900 S

3 / 5 Tedavi
Ünitesi İçin
65 dB(A)



Amalgam
seperatör



VS 1200 S

4 / 6 Tedavi
Ünitesi İçin
66 dB(A)



Amalgam
seperatör



Aerosol Kanülü



- Aerosol kanülü
- 360 derece hareketli başlık
- 25 mm ağız genişliği ile 2.5 kata kadar daha fazla aerosol emişi

VC 45



- Aynı anda 3 enstrüman yağlama kapasitesi
- 3 farklı yağlama modu

Y Adaptör



Ürün

Fiyat

Dm10 Distile Su Cihazı

18 €

Sm30 Poşetleme Cihazı

40 €

Tyscor VS 2 (2/3 Tedavi Ünitesi İçin)



reddot design award
winner



Amalgam
seperatör



Eco Friendly Technology



Dürr Dental 'in inovatif yaklaşımıyla cerrahi aspirasyon alanında radyal motor teknolojisini kullanarak ürettiği Tyscor VS 2 geleneksel Ürünler'e göre %50' ye varan enerji tasarrufu sağlar. Sessiz çalışma prensibine sahip Tyscor VS 2 kolay taşıma ve kurulum özelliğine sahiptir. Cihaz Tyscor Pulse yazılımı ile kontrol edilebilir. Tüm servis ihtiyacı ve anlık analizler bu yazılımda görüntülenebilir.

	VS 300	VS 600	Tyscor VS2	VS 900 S	VS 1200 S	VC 45	VC 45 Taşıyıcı
Hava emiş kapasitesi	300 l/dk	600 l/dk	1200 l/dk	900 l/dk	1200 l/dk		
Maksimum Sıvı Akışı	4 l/dk	10 l/dk	8 l/dk	16 l/dk	24 l/dk		
Negatif Basınç	180 mbar	170 mbar	160 mbar	170 mbar	170 mbar		
Voltaj	230 V	230 – 400 V	230 V	230 - 400 V	400 V		
Boyutlar Y-G-D	37*31*31 cm	50*42*41 cm	35*32*43 cm	50*41*42 cm	50*41*42 cm		
Ses Seviyesi	63 dB(A)	63 dB(A)	58 dB(A)	65 dB(A)	66 dB(A)		
Çalıştırma / Bağlanma Ünit Adedi	1 / 2	2 / 3	2 / 3	3 / 5	4 / 6		
Fiyat	2.050 €	3.900 €	4.550 €	5.300 €	5.800 €	3.550 €	1.010 €





Dijital Sistemler






Fosfor Plak Tarayıcı

Dürr Dental fosfor plak tarayıcı, dünyanın en yüksek çözünürlüklü periapikal röntgen taramasını sunar (40 lp/mm teorik, 22 lp/mm efektif). Esnek fosfor plaklarla mükemmel uyum sağlar ve plakları kolayca tarar, otomatik olarak siler ve bir sonraki kullanım için hazır hale getirir. Çeşitli plak boyutlarını tarayabilir ve tek kullanımlık koruyucu kılıflarla çapraz enfeksiyonu engeller. Ergonomik tasarımıyla verimli kullanım sağlar ve farklı yazılımlarla uyumludur. Medikal Cihaz Yönetmeliği 93/42/EU'ye göre Sınıf I'dir.



VistaScan Mini Easy



Fosfor plak tarayıcı şu özelliklere sahiptir:

- 40 lp/mm teorik, 22 lp/mm efektif çözünürlük
- 0 ve 2 numaralı plakları tarayabilme
- Hızlı modda 2 numaralı plak için 8 saniye tarama süresi
- Bilgisayar bağlantısı için Lan veya Usb seçenekleri
- Medikal Cihaz Yönetmeliği 93/42/EU'ye göre Sınıf I

Intraoral Plak

	Mini View	Mini Plus	Mini Easy	Nano Easy
Plaka Boyutları	0, 1, 2, 3, 4	0, 1, 2, 3, 4	0, 2	0,1,2
Ağırlık	7 kg	6,5 kg	6,5 kg	4kg
Boyutlar Y*G*D	275*226*243 mm	234*226*243 mm	234*226*243 mm	231*167*216 mm
Renk Derinliği	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit
Ekran	4,3" Dokunmatik	Durum gösteren led	---	---
Bağlantı	Lan / Wlan	Lan / USB	Lan / USB	Lan
Fiyat	10.625 €	9.485 €	8.652 €	7.978 €



Ürün	Fiyat
0-1-2 No Plak	100 €
3 No Plak	110 €
4 No Plak	195 €
Film Taşıyıcı Set	280 €
0 No Kılıf 100'lük	45 €
1 No Kılıf 100'lük	50 €
2 No Kılıf 300'lük	110 €
3 No Kılıf 100'lük	45 €
4 No Kılıf 100'lük	62 €
Dezenfektan Mendili	20 €
0,1,2 No Plak Kaseti	120 €

VistaCam iX HD Smart

DÜRR DENTAL
THE BEST, BY DESIGN

VistaScan Nano Easy



Led ekranı ile pratik operasyon

Yüksek görüntü kalitesi

Sezgisel yazılım VistaSoft ile pratik çalışma

Periyodik bakım yok!

0-1-2 en yaygın ağız içi formatlar

**Ekonomik çözüm:
Uygun fiyat avantajı
Dürr Dental kalitesi
Bakım ihtiyacı yok**

Üretim Yeri: Almanya

- Kompakt ve modern tasarım
- Kolay iş akışı sağlar
- Patentli 2D Mems teknolojisi kullanır
- 16 bit gri skala desteği sunar
- 0, 1, 2 numaralı plakları tarayabilir
- Medikal Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC'ye göre Sınıf I'dir
- VistaSoft veya Dbswin yazılımlarıyla uyumludur
- Güvenli kilitleme sistemi ve aşırı yük koruması

VistaCam iX HD Smart



Dürr Dental Teşhis Kamerası şunları sunar:


Cam başlığıyla intraoral ve makro çekimler yapabilirsiniz. Proof başlığı ve özel yazılımıyla çürük teşhisi yapar, çürüğü derecelendirir ve derinliği hakkında yorum sunar. Proxi başlığı ve infrared teknolojisi sayesinde aproksimal çürükleri radyasyonsuz saptar. 2016 IF Design ödülü sahibi VistaCam iX HD, kullanımını kolay tak & çalıştır prensibiyle öne çıkar.




Cam başlığı ile çekimler



Proof başlığı ile çekimler



Proxi başlığı ile çekimler



Intraoral kameralar diş hekimleri ile hastalar arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Tedaviyi kamera görüntüleriyle göstererek hasta ile anlaşmayı sağlar ve tedavi öncesi/sonrası karşılaştırmalar yapılmasına olanak tanır. Ayrıca, hamile ve çocuk hastalarda gereksiz radyasyon kullanımını önler, plak temizliğinin etkinliğini görsel olarak aktarır ve kullanıcı dostu yazılımıyla fonksiyonlara kolay erişim sağlar. Dürr Dental görüntüleme yazılımı, iPad uygulama desteğiyle veritabanındaki görüntüleri uzaktan erişim imkanı sunar.

Bağlantı	USB 2.0 (USB 3.0 uyumlu)
Çoklu kullanıcı?	Tak & Çalıştır
Aktivasyon	Cihaz üzerindeki butonla
El parçasının ağırlığı	70g
El parçasının uzunluğu	200 mm
Kablo uzunluğu	2,5 m
Güç	USB (5V)
Sensör	Yüksek performanslı CMOS
Sürücü	İlave sürücü gerekmiyor, Windows driver
Çözünürlük	1280 piksel (H) x 1024 piksel (V)
Aydınlatma	Her başlıkta 2 adet led, Proof (405nm, menekşe), Proxi (850nm, infrared)
Optik sistem	Koruyucu camlı çoklu lens
Fiyat	6.550 €

LUNOS®

MAKING SMILES BRIGHTER





BAŞTAN SONA PROFİLAKSİ

MyLunos Duo önemli iki tedavi yöntemini tek bir profilaksi seansında kombine eder: Toz jeti ve ultrasonik uygulama. Kombine cihaz tek bir sistemde ultrasonik uygulamayla supragingival diş taşı ve konkrement temizliğinden, toz jeti ile diş lekeleri ve biyofilm temizliğine kadar tam bir profilaksi tedavisi sağlıyor.

- MyLunos Duo® hem toz jeti hem de ultrasonik uygulama alanları için sabit bir su bağlantısına ve ayrıca ultrasonik uygulama için 500 ml dolum hacmine sahip portatif bir su tankına sahiptir.

MyLunos Duo İçerik

- 5 Şişe Nötr Supra Tozu
- 5 Şişe Perio Tozu
- 8 adet Scaler Ucu
- 40 Adet Perio Tips
- 1 Adet Aerosol Kanülü
- 1 Supra Başlık
- 1 Perio Başlık
- 1 Scaler Başlık

Çift Toz Haznesi



- Çift toz haznesiyle gelen sistem, supragingival temizlikte Gentle Clean profilaksi tozu için ayrı ve subgingival temizlikte Perio Combi profilaksi tozu için ayrı haznelere sahiptir. Kullanılacak toz dokunmatik ekrandan kolayca seçilebilir.
- Toz jeti piyasemeninde sürekli hava akışı etkin bir şekilde blokaja karşı korur. Ayrıca tüm Lunos® profilaksi tozları tamamen suda çözünebilir.

Kod	Ürün	Fiyat
2044900000	MyLunos Duo® – Table Top Unit	9.000 €
2044900800	Lunos® Cart – Ayaklı Stand	900 €

Lunos Profilaksi Tozu Gentle Clean



Lunos profilaksi tozları etkili temizliği öncelerken hassas diş yapısının korunmasını göz ardı etmez. Diş minesine ve dentine son derece hassas davranan aşındırıcı partikül periyodik tedaviler kapsamında kullanıma uygundur. Diş yapısını korumanın ötesinde, tedavi süresini de kısaltarak zaman kazandırmakta ve hasta konforunu artırmaktadır.

- Ekstresek lekelerin supragingival işlemlerle temizlenip giderilmesini sağlar.

Yenilikçi aşındırıcı partikül: Trehaloz

- Partikül boyutu yakl. 65 µm
- Mukozayı tahriş etmez

Suda tamamen çözünür

- Hasta ağızında toz kalıntısı bırakmaz
- Aspirasyon sistemini korur

Tek elle kapatılabilen ergonomik şişe tasarımı

- Kutu içeriği: 4 x 180g

ŞUNLARI İÇERMEZ:

- HAYVANSAL BİLEŞENLER
- LAKTOZ
- GLUTEN
- FRUKTOZ

MyLunos Toz Haznesi

- MyLunos toz jetinde portatif toz haznesi tasarımıyla tedavi öncesi farklı versiyonlarda profilaksi tozu hazırlanabilir.

İnovatif yaklaşım:

- Güvenli bağlantı elemanları neme karşı korur
- Hazneler buharlı sterilizasyona uygun

Organizasyonu kolaylaştıran renk çeşitliliği:

- Farklı hazne renkleriyle hekimlere veya tedavi odalarına uygun şekilde sınıflandırılabilir
- Haznelerin 5 farklı rengi mevcuttur: mavi, turuncu, nane yeşili, kiraz kırmızısı ve mor

Lunos Profilaksi Tozu Perio Combi



- Subgingival biyofilm temizliği ve supragingival temizlik için kullanılır. Kontrol seansı ve önleyici tedavi uygulamaları için idealdir.

Yenilikçi aşındırıcı partikül: Trehaloz

- Partikül boyutu yakl. 30 µm
- Mukozayı tahriş etmez

Suda tamamen çözünür

- Hasta ağızında toz kalıntısı bırakmaz
- Aspirasyon sistemini korur

Tek elle kapatılabilen ergonomik şişe tasarımı

- Kutu içeriği: 4 x 100g

ŞUNLARI İÇERMEZ:

- HAYVANSAL BİLEŞENLER
- LAKTOZ
- GLUTEN
- FRUKTOZ



Kod	Ürün	Fiyat
CPZ640A1950	Lunos® Prophy Powder Perio Combi / 100gr x 4 adet	120 €
CPZ610A2250	Lunos® Prophy Powder Gentle Clean Neutral /180gr x 4 adet	120 €
CPZ620A2250	Lunos® Prophy Powder Gentle Clean Orange /180gr x 4 adet	120 €
CPZ630A2250	Lunos® Prophy Powder Gentle Clean Spearmint /180gr x 4 adet	120 €
CPZ650A2250	Lunos® Prophy Powder Gentle Clean Wild Berry /180gr x 4 adet	120 €



İKİSİ BİR ARADA: TEMİZLE VE PARLAT

Renk giderme ve plağın dişlere zarar vermeden temizlenmesinden ekstra hassas yüzeylerin parlatılmasına kadar her hasta için doğru ürün mevcuttur. Florürlü veya florürsüz, aromalı veya aromasız, Lunos polisaj pastaları dişin yapısını korur ve derinlemesine temizler. Kullanım sırasında partikülleri incelen Lunos® Two in One, hekim ve hasta için zaman kazandırırken temizlik ve parlatma işlemlerini tek operasyonda gerçekleştirir.

Lunos Polisaj Pastası Two In One



- Supragingival profesyonel temizlik sunan pastalar özellikle RDA <28* değerindedir ve diş yapısını korur.
- Naneli versiyonda florür bulunur.
- Hidroksiapatit remineralizasyonu destekler.
- Yenilikçi ikisi bir arada özelliğiyle tek seferde lekeleri giderir ve polisaj yapmanızı sağlar. Kısa sürede kapsamlı temizlik sağlarken diş yapısını korur.
- Kullanım sırasında partikülleri kademesiz incelen Lunos Two in One temizlik ve parlatma işlemlerini tek operasyonda gerçekleştirir.

Lunos Profilaksi Yüzüğü



- Hijyenik uygulama için tasarladığımız profilaksi yüzüğü dayanıklı materyalden üretilmiştir ve buharlı sterilizasyona uygundur.

ŞUNLARI İÇERMEZ:

- HAYVANSAL BİLEŞENLER
- LAKTOZ
- GLUTEN
- FRUKTOZ

Lunos Polisaj Pastası Süper Soft

- Koruyucu ve uzun süreli koruma sağlayan polisaj pastası ekstra hassas yüzeylerde de uygulanabilir. Ekstra düşük RDA< 5* değeri sayesinde implantlar, ortodontik apeareyler ve protetik restorasyonlar da dahil olmak üzere her alanda kullanılabilir.
- Ekstra pürüzsüz ve parlak yüzeyler oluşturur, renklenmeyi uzun süre geciktirir
- Hidroksiapatit remineralizasyonu destekler.

Kod	Ürün	Fiyat
CPZ710A1901	Lunos® Polishing Paste Two in One Neutral / 100gr	30 €
CPZ720A1901	Lunos® Polishing Paste Two in One Orange / 100gr	30 €
CPZ730A1901	Lunos® Polishing Paste Two in One Mint / 100gr	30 €
CPZ740A0901	Lunos® Polishing Paste Super Soft Neutral / 50gr	30 €
CPZ750A0901	Lunos® Polishing Paste Super Soft Orange / 50gr	30 €
CPZ01PA9700	Lunos® Prophylaxis ring (8x)	24,10 €
CPZ00PA9700	Lunos® Prophylaxis Cushion	150 €

dentac®
feel the innovation



WhiterSelf

Diş Beyazlatıcı Set

Gülüşündeki Işıltıyı

Kesfet!



Hızlı ve Kolay Şarj



Akıllı Dokunmatik
Açma-Kapatma Tuşu



Gıda Sınıfı Silikon Plak



Seans Sonunda Otomatik
Kapanan Kablosuz LED Işık
Kaynağı



IPX7 Suya Dayanıklı
Tasarım



Güvenli Diş Beyazlatıcı
Jel Formülü



Güvenli Diş Beyazlatıcı Jel Formülü: Carbamide Peroxide ile güçlendirilmiş jel formülü, dişlerin yüzeyindeki lekeleri etkili bir şekilde parçalayarak, dişlerin doğal beyazlığını ortaya çıkarır ve parlak bir görünüm kazandırır. Özellikle sulandırılmış formuyla kullanıldığında, diğer aşındırıcı ajanlardan daha güvenli ve etkili bir seçenektir.



Bizi Takip Edin!

WhiterSelf

www.dentac.com/whiterself

Kod	Ürün	Fiyat
Y821	Waterful Portatif Ağız Duşu	99 €
Y821-R	Waterful Portatif Ağız Duşu Yedek Başlık	12 €

Şarj	Type-C USB ve hızlı şarj
LED Rengi	Mavi
Suya Dayanım	IPX7 (30 saniyeye kadar suya dayanıklı)
Batarya Kapasitesi	250mAh
Dalga Boyu	460-480nm

CE ISO SGS RoHS



WODO MİLLE

- Çıkarılabilir ve 90° dönebilir porselen kreşuar çanağı.
- Çok yönlü LED reflektör.
- Doktor paneli, geniş kullanım alanına sahiptir ve 5 enstrüman çıkışı ve kontrol paneli içerir.
- Dönen kolçak ve geniş, rahat döşemesi sayesinde üstün hasta konforu sağlar.
- Stabil ve sağlam tabanıyla birlikte koltuk hareketlerini kontrol etmek için bir ayak kumanda kolu içeren, hastanın ağızına daha yakın bir çalışma alanı sunar.



Doktor Paneli



JINME J1 PLUS aeratör, 3 su spreyi, 24 W tork, seramik rulman ve çizilmeye karşı dayanıklı titanyum gövdeye sahiptir. JINME M1 serisinde yer alan dıştan sulu havalı mikromotor, anguldurva ve piyasemen modelleri bulunmaktadır. Ayrıca WOSON kavitron, hava-su spreyi, negatoskop ve enstrüman basınç ayarı da mevcuttur.

Asistan Paneli



- WOSON Led Işık Cihazı
- Hava Su Spreyi
- İnce / Kalın Aspirasyon Hortumu

Reflektör



- WOSON Led Reflektör – 37.000 lux / 4.500 K
- Ekran Kolu

Koltuk



- Multifonksiyonel tetiyer
- Sağ Kolçak
- Sol Kolçak
- DC1 Tabure
- DC2 Tabure
- Joystic Koltuk Kontrol
- Multifonksiyonel ayak pedalı



Ürün

Wodo Mille

Fiyat

5.650 €

WODO CLASSIC

- Çıkarılabilir ve 90° dönebilen porselen kreşuar çanağı, hassas dişler için ısıtıcı ve bardak suyu doldurucuya sahiptir. Asistanın rahat çalışabilmesi için 45° dönüş açısı sunar.
- Çok yönlü LED reflektör.
- Dönen kolçak ve geniş, rahat döşeme, üstün hasta konforu sağlar.
- Geniş kullanım alanına sahip hekim tablası, 6 enstrüman çıkışı ve kontrol paneli ile donatılmıştır.
- Hasta koltuğunda ayak kumanda kolu bulunan, stabil ve sağlam tabanı sayesinde hastanın ağızına daha yakın bir çalışma alanı sağlayan yapı.



Doktor Paneli



- Jinme J1 Plus Aeratör (zero-back sistemi)
- Jinme M2 Havali Mikromotor (içten sulu)
- Jinme M2 Anguldurva (içten sulu)
- Jinme M2 Piyasemen
- Woson Kavitrone
- Hava – Su Spreyi
- Enstrüman Basınç Ayarı
- Negatoskop

Asistan Paneli



- WOSON Led Işık Cihazı
- Hava Su Spreyi
- İnce / Kalın Aspirasyon Hortumu

Reflektör



- WOSON Led Reflektör – 37.000 lux / 4.500 K
- Ekran Kolu

Koltuk



- Multifonksiyonel Tetiyer
- Sağ Kolçak
- Sol Kolçak
- DC1 Tabure
- DC2 Tabure
- Joystic Koltuk Kontrol
- Round Ayak Pedalı



Ürün

Wodo Classic Kamçılı
Wodo Classic Askılı

Fiyat

6.900 €
6.650 €

WOZO

- Çıkarılabilir ve 90° dönebilir porselen kreşuar çanağı. Bardak suyu doldurucu ve hassas dişler için ısıtıcı. Asistanın daha rahat çalışabilmesi için 45°'lik dönüş açısı.
- Çok yönlü LED reflektör.
- Dijital kontrol paneli ve 5 çıkışa sahip olan 2 kg taşıma kapasiteli dönebilen tepsi.
- Zarif ve şık tasarımı, hem hastaya hem de hekime konfor sağlar.
- Stabil ve sağlam tabanıyla, hastanın ağızına daha yakın bir çalışma alanı sunan bir ayak kumanda koluna sahiptir.



Doktor Paneli



- Jinme J5 Kendinden Işıklı Aeratör (Zero-back sistemi)
- Jinme M2 Havalı Mikromotor (İçten sulu)
- Jinme M2 Anguldurva (İçten sulu)
- Jinme M2 Piyasemen
- Woson Kavitrone
- Hava – Su Spreyi
- Enstrüman Basınç Ayarı

Asistan Paneli



- WOSON Led Işık Cihazı
- İnce / Kalın Aspirasyon Hortumu
- Hava Su Spreyi

Reflektör



- WOSON Led Reflektör
- Ekran Kolu

Koltuk



- Multifonksiyonel Tetiyer
- Sağ Kolçak
- Sol Kolçak
- DC1 Tabure
- DC2 Tabure
- Joystic Koltuk Kontrol
- Multifonksiyonel Ayak Pedalı



Ürün

Wozo Kamçılı
Wozo Askılı

Fiyat

9.250 €
9.000 €

SONZ

Z100

- Çıkarılabilir ve 90° dönebilir Porselen Kreşuar Çanağı. Asistanın daha rahat çalışabilmesi için 45°'lik dönüş açısı.
- Çok yönlü LED reflektör.
- Dönen Kolçak ve Geniş Rahat Döşeme ile Üstün Hasta Konforu.
- Geniş Hekim Tablası: 6 Enstrüman Çıkışı ve Kontrol Paneli İle.
- Koltuk hareketlerini kontrol etmek için ayak kumanda koluna sahip, stabil ve sağlam bir taban, hastanın ağızına daha yakın bir çalışma alanı sunar.




Doktor Paneli



- JINME J5 Kendinden Işıklı Aeratör (Zero-Back Sistemi)
- INME JE Işıklı Elektrikli Mikromotor
- JINME JM Işıklı Mavi Kuşak Anguldurva
- JINME JK Işıklı Kırmızı Kuşak
- WOSON Kavitrone
- Hava-Su Spreyi
- Enstrüman Basınç Ayarı

Asistan Paneli



- WOSON Led Işık Cihazı
- Hava-Su Spreyi
- İnce / Kalın Aspirasyon Hortumu

Reflektör



- WOSON Led Reflektör
- Ekran Kolu



Koltuk



- Multifonksiyonel Tetiyer
- Sağ Kolçak
- Sol Kolçak
- DC1 Tabure
- DC2 Tabure
- Joystic Koltuk Kontrol
- Multifonksiyonel Ayak Pedalı

Ürün

Sonz Z100

Fiyat

10.545 €

J5 Aeratör



- 23 litre hacim
 - B sınıfı sterilizasyon
 - Tam sterilizasyon için buhar jeneratörü
 - Dokunmatik ekran ve dahili yazıcı
 - Dahili hafıza ve basit arayüz
 - Üç kez vakum ve kurutma sağlayan Sınıf B otoklav
 - EN 13060 standardına uygun
 - Paketli, paketsiz, katı, cerrahi enstrümanların sterilizasyonu için uygundur
 - Hızlı drenaj arayüzü
 - Kolay su dolum ve boşaltım
 - Güvenli kilitleme sistemi ve aşırı yük koruması
- Üç kez vakum ve kurutma ile standart Sınıf B otoklav.
 - EN 13060 standardına uygundur.
 - Paketli, paketsiz, katı, cerrahi enstrümanların sterilizasyonu için uygundur. Buhar jeneratörü yüklerin tamamen sterilize edilmesini sağlar.
 - Hızlı drenaj arayüzü takarak gerçekleştirilebilir
 - Kolay su dolum ve boşaltım sayesinde pratik kullanım
 - Güvenli kilitleme sistemi ve üçlü sıcaklık aşırı yük koruması

J6 Aeratör



- 23 Litre
- B sınıfı
- Buhar jeneratörü ile tam sterilizasyon
- Sterilizasyon bilgilerini kaydetmek için USB port

Ürün	Fiyat
Sonz Melody Vista	4.750 €
Sonz Melody	3.750 €

Sonz DM10 - Distile su



Sonz SM30 - Poşetleme Cihazı



Sonz N60 - Ultrasonik Temizleyici



Sonz LM10 - Enstrüman Yağlama



- 6 L yükleme kapasitesi
- 20 – 80 derece sıcaklık ayarı
- Dijital kontrol paneli

- Aynı anda 3 enstrüman yağlama kapasitesi
- 3 farklı yağlama modu

Ürün	Fiyat
Dm10 Distile Su Cihazı	180 €
Sm30 Poşetleme Cihazı	250 €
N60 Ultrasonik Temizleyici	800 €
LM10 Enstrüman Yağlama Makinesi	1.400 €

Turquoise Sensor



dentac[®]
feel the innovation

jinme[®]

J5 Aeratör



Kendinden jeneratörlü LED ışıklı NSK kuplinkli özellikler şunlardır:

- Çapraz enfeksiyonu engelleyen Zero-Back sistem
- Kirlili çalışma sıvılarının kafa içine girmesini önleyen Zero-Back sistem
- Uzun ömürlü Alman yapımı rulman
- 3'lü soğutma spreyi
- Push button (Bas-kontrol) özelliği
- Otoklavda sterilize edilebilir
- Düşük vibrasyon için Almanya yapımı frez tutucu

J6 Aeratör



Jinme Multiflex Kuplink özellikleri:

- Geniş aydınlatma sahası sağlayan SMD-LED ışık teknolojisi
- Çapraz enfeksiyonu önleyen Zero-Back sistem
- Kirlili çalışma sıvılarının kafa içine girmesini engelleyen Zero-Back sistem
- Kendinden jeneratörlü ışıklı özellik
- Uzun ömürlü Made in Germany rulman
- 3'lü soğutma spreyi
- Push button (Bas-kontrol) özelliği
- Otoklavda sterilize edilebilir
- Düşük vibrasyon için Made in Germany frez tutucu

J1 PLUS Aeratör



- 3'lü soğutma spreyi
- Push button (Bas-kontrol)
- Otoklavda sterilize edilebilir
- Titanyum kaplama
- 24 W tork
- Seramik rulman

Ürün	Fiyat
J5 Aeratör	290 €
J6 Aeratör	510 €
J3 Plus Aeratör	225 €
J3 Plus Aeratör	145 €

J45 Aeratör



- 45° açılı kafa
- 4'lü soğutma spreyi
- Titanyum kaplama
- Uzun ömürlü Alman yapımı rulman
- Düşük vibrasyon için Alman yapımı frez tutucu

J4 Aeratör



- Çocuklar için mini kafa yapısı
- NSK kuplink
- Uzun ömürlü Alman yapımı rulman
- Düşük vibrasyon için Alman yapımı frez tutucu

M3 Havalı Mikromotor Piyasemen Anguldurva



- İçten sulu mikromotor
- İçten sulu anguldurva
- Piyasemen
- Uzun ömürlü rulman yapısı

M1 Havalı mikromotor Piyasemen Anguldurva



- Dıştan sulu mikromotor
- Dıştan sulu anguldurva
- Piyasemen
- Uzun ömürlü rulman yapısı

Ürün

Fiyat

J45 Aeratör	495 €
J4 Aeratör	435 €
M3 - Öğrenci Seti	390 €
M2 - Öğrenci Seti	360 €
M1 - Öğrenci Seti	265 €

Ürün

Fiyat

M1P - piyasemen	105 €
M1A - anguldurva	135 €
M1M - mikromotor	135 €
M2P - piyasemen	125 €
M2A - anguldurva	155 €
M2M - mikromotor	155 €

JK Kırmızı Kuşak Anguldurva



- Işıklı
- Uzun ömürlü rulman yapısı
- 4'lü su soğutma spreyi

JM Mavi Kuşak Anguldurva



- Işıklı
- Uzun ömürlü rulman yapısı
- Tek su soğutma spreyi

Jİ İmplant Anguldurva



- 20:1 hız
- 80 ncm tork
- Kolay sökülüp temizlenme özelliği
- Dıştan ve içten su soğutma
- Uzun ömürlü made in German rulman
- Çift güvenli sızdırmaz kartuş sistemi

JE Ünite Monte Elektrikli Mikromotor



- Işıklı
- İçten su sistemi
- 1.000 – 40.000 rpm hız aralığı
- Hız kontrollü display ekran

Ürün	Fiyat
JK Kırmızı Kuşak Angulduruva	980 €
JM Mavi Kuşak Angulduruva	500 €
Jİ İmplant Angulduruva	1085 €
JE Ünite Monte Elektrikli Mikromotor	1.450 €
JM Masaüstü Elektrikli Mikromotor	1.550 €

ES70

Surgical Drive System with
implant function



- İmplant tedavisinde yeni versiyon 40:1 anguldurva ile hızlı ve güçlü tedavi imkanı sunar.
- Set içerisinde 40:1, 1:1L, 1:5L ve 1:4.2L olmak üzere 4 adet anguldurva bulunmaktadır. Bu set aşağıdaki özelliklere sahiptir.
- 1:1L, 1:5L ve 1:4.2L ile kullanıma uygun
- Dental endüstride tek
- Surgical Drive system hava ve su çıkışı olmayan alanlarda bağlantıya ihtiyaç duymadan kullanılabilir.
- Diş çekimi, çene cerrahisi gibi salin gerektiren komplike tedavilerde kullanılabilir.
- Zero-Suck-Back sistemli diş çekimi için profesyonel olarak 1:4.2 optik anguldurva açısı sunar, diğer hava türbinlerine göre daha düşük titreşim, daha yüksek verim, daha düşük gürültü ve amfizem önleme özelliği sağlar.

Ürün

E70-Surgical Drive System

Fiyat

4.500 €

dentac

WATERFUL

Portatif Ağız Duşu

Bizi
Takip
Edin!



6 MOD ve 8 BASINÇ SEVİYESİ ile

Tam Hijyen Hep Yanında!



Diş Eti
Kanaması



Dental
Plak



Ortodontik
Tedavi



Yemek
Kalıntıları



Diş Eti
Hassasiyeti



Kötü Ağız
Kokusu



Diş
Çürüğü



İmplant



Kod	Ürün	Fiyat
Y821	Waterful Portatif Ağız Duşu	99 €
Y821-R	Waterful Portatif Ağız Duşu Yedek Başlık	12 €

@waterfulturkiye

www.dentac.com/waterful

dentac[®]
feel the innovation

www.oncudental.com

Sirius

Ergonomik Tasarım

Sirius tamamen ergonomi üzerine tasarlanmıştır. Operasyon esnasında kolaylığı avuçlarınızda hissedersiniz.

Küçük Başlık

Posterior bölgeye rahat erişim için otoklavlanabilir başlık. (100 Defa)

Akıllı Uzaktan Kontrol

Tarayıcı üzerindeki tarama tuşu ile tarama madunu seçebilirsiniz.

Buğulanma Önleyici


Tarayıcı başlığındaki ısıtıcı tasarımı ile lensteki buhulanmayı engeller.

Hafif

Ergonomik tasarımıyla yalnızca 225gr.

Bölünmüş Tasarım

Çıkarılabilir kablosu ile bakım ve değişim daha hızlı.



Hızlı Tarama

Gelişmiş derin öğrenme algoritması ve görüntü işleme mekanizması ile Sirius, hızlı ve akıcı taramalar sunar.



Sezgisel UI Tasarımı

Sirius yazılım arayüzü birbirini takip eden bir arayüz ve operasyon penceresi ile basit ve anlaşılırdır.

Tarama prosesi modüler tasarımı benimser, kullanıcılar kolay kullanım için rahatlıkla modülleri değiştirebilir.



Geniş Uygulama Yelpazesi

Sirius ile klinik uygulaması mümkün olan her şeyi yapabilirsiniz. Restorasyon, İmplantoloji ve ortodonti bunların başında gelir.



Ağız Sağlık Raporu

Sirius tarama sonrası ağız içi durumu size aktarır. Çürük, plak vb. durumları size hazırlar ve gösterir. Bu sayede hasta ve doktor iletişimi daha kuvvetli hâle gelir.



Teknik Özellikler

Model Adı	Sirius
Tarama Derinliği	0-15mm
Tarama Alanı	Standart Başlık: 14mm x 14mm x 15mm Mini Başlık: 12mm x 10mm x 15mm
Hızlı Reset	Evet
Model Optimizasyonu	Evet
Çıktı Formatları	STL, OBJ, PLY
Tarayıcı Boyutları	138mm x 48mm x 32mm
Ağırlık	225g
Bağlantı Tipi	USB 3.0
Güç Gereksinimi	AC 100 - 240V, 50 - 60Hz

PC Gereksinimleri

İşlemci	Intel Core i7 - 8750H veya daha üst, Masaüstü PC: Intel i7 - 8700 quad - core veya daha üst Laptop: Intel i7 - 8750H veya daha üst
RAM	DDR4 16GB veya daha üst
Ekran Kartı	NVIDIA GeForce 1660 GTX veya daha üst
Ekran Kartı Hafızası	6GB veya daha üst
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 10 Professional 64bit veya daha üst

Ürün

Dentac Sirius


Fiyat

9.900 €


Turquoise 65

Turquoise 65

Portable X-Ray Machine



- Keskin, yüksek çözünürlüklü görüntü
0.4 focal spot



Focal spot boyut etkinliği

Güvenliğiniz göz önünde
bulundurularak tasarlandı



Dahili çift kurşun tabakası sayesinde
radyasyon kaçaklarını önler




İstenmeyen radyasyon maruziyetlerini
önlemek için kilitleme sistemi



Dijital akışınız kolaylaştırın

• Ergonomik ve hafif yapısı sayesinde
tek el ile kullanım sağlar

• Kullanıcı dostu



• Akıllı açı ölçüm sistemi



Teknik Özellikler

Model	Turquoise 65	Ağırlık	1.8 kg
Focal Spot	0.4	Batarya Kapasitesi	2500 mAh x 4
Tüp Voltajı	65 kV	Şutlama Süresi	0.02-2 Sec
Tüp Akım	2.5 mA	Giriş Voltajı	100V-240V, 50Hz/60Hz

Ürün

Turquoise 65

Fiyat

2.500 €

Turquoise Sensor

Turquoise Sensor

Intraoral X-Ray sensor




En İnce Sensör 4.4mm

Lider 16 bit ADC çipi ile size 60000'den fazla Gri Tonlama sunar. 2,2 milyon piksele kadar yüksek çözünürlüklü sensör, daha fazla ayrıntı ve 25 lp/mm teorik çözünürlükle daha iyi görüntü kalitesi, dijital radyografinize yüksek düzeyde netlik ve ayrıntı getirir. Daha net görüntü efekti, böylece ince kök apeks çatallanmasının kolayca bulunmasını sağlar.

Yüksek Çözünürlükte Görüntüleme

25 lp/mm Teorik Çözünürlük

Lider 16 bit ADC çipi ile size 60000'den fazla Gri Tonlama sunar. 2,2 milyon piksele kadar yüksek çözünürlüklü sensör, daha fazla ayrıntı ve 25 lp/mm teorik çözünürlükle daha iyi görüntü kalitesi, dijital radyografinize yüksek düzeyde netlik ve ayrıntı getirir. Daha net görüntü efekti, böylece ince kök apeks çatallanmasının kolayca bulunmasını sağlar.



Tek Tık
Akıllı Kurulum



Ücretsiz
güncelleme



Kullanıcı Temelli
Görüntü Oluşturma
Fonksiyonları



Yuvarlatılmış Köşeler



Ürün

Turquoise Sensor

Fiyat

1.490 €

zumax

OMS3200R2



BriPlus Aydınlatma Sistemi



Twin Switchable LED Aydınlatma



FreeMove® Elektromanyetik Sistem

D E N T A L

M I C R O S C O P E


iMovCloud
Image Management



Motorized
Zoom Magnification



AntiReflect
Module



Fluorescent
Module



Auto Focus combined with
4K camera(optional)



3D
(optional)



Ürün
Videosu