



dentac[®]
feel the innovation

2020

Dental Katalog - Dental Catalogue

Welcome to
dentac[®]
feel the innovation

With a 25 years of dental experience, we are here to serve you with our products designed and manufactured in Turkey, demanding to offer the experience to your needs globally. Since the day of the foundation till now, we are enriching our DENTAC brand's portfolio that have been keeping patented for 13 years with recently manufactured products. Having extreme help from our key opinion leaders and research and development department, DENTAC is already getting a real player in dental market that cover your needs from best Endodontic products line to Restorative products as well as other subsidiary products.

The company has two main lines in its portfolio as Endodontic and Restorative lines. With the patented technologies our files are manufactured to help to dentists in best possible ways to shorten the time of the operations and bring ease to dentists in all endodontic cases with subsidiary products. Having Restorative products completely manufactured in Turkey, we offer best quality and ease to our dentists globally in their restorative treatments.

Supplying all of our products complying with EN ISO 13485:2016, we give importance with ultimate care to our patients and dentists health. Keeping our belief alive in our beautiful country, a source of our motivation, we will be investing in manufacturing and we will be enriching our product portfolio with elegant top quality products

Your DENTAC team..


dentac[®]
feel the innovation

dentac[®]

www.dentac.net
info@dentac.net

www.dentac.net
info@dentac.net

dentac[®]



Tendo MUST, designed to eliminate the problems which you may encounter in root canal shaping, you can finish your treatments effectively in a short time. Tendo MUST is designed for multi-use. For this reason, the treatment allows you to save a considerable amount of your costs. Thanks to the strong root canal files produced by the heat treatment technology, a short and effortless preparation in the treatment will be sufficient. The power of Tendo MUST technology and reciprocation movement guarantees you the most effective treatment.

- Reciprocation movement to counter-clockwise
- Cutting efficiency S-shaped cross-section
- Maximum resistance for against fatigue with tm-wire technology
- Excellent material for multi-use
- One file for most of your treatment
- Short preparation time
- Introduced in sterile blisters
- ISO color stoppers
- Heat treated NiTi alloy

Kök kanal şekillendirmesinde karşılaşılabileceğiniz sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanan Tendo MUST ile tedavilerinizi, kısa sürede etkili bir şekilde bitirebilirsiniz. Tendo MUST çoklu kullanım için tasarlanmıştır. Bu nedenle, tedavi maliyetlerinizde önemli ölçüde tasarruf etmenizi sağlar. Isıl işlem teknolojisiyle üretilmiş güçlü eğeler sayesinde, tedavide kısa ve zahmetsiz bir preparasyon yeterli olacaktır. Tendo MUST teknolojisi ve resiprokasyon hareketin gücü, size en etkili tedaviyi garanti eder.

- Saat yönünün tersine resiprokasyon kullanım
- S şeklindeki kesit tasarımı ile kesme etkinliği
- tm-wire teknolojisi ile kırılmalara karşı maksimum direnç
- Çoklu kullanım için en iyi materyal
- Bir çok tedavi için tek ege
- Kısa preparasyon zamanı
- Steril ambalajda
- ISO kodlu renkli stopperler
- Isıl işlem alaşımı



Content	21 mm	25 mm	31 mm	Price
Tendo Must Reciprocal Root Canal File 25.06 (M25)	DC20325	DC30325	DC40325	36 €
Tendo Must Reciprocal Root Canal File 40.04 (M40)	DC20340	DC30340	DC40340	36 €
Tendo Must Reciprocal Root Canal File 50.04 (M50)	DC20350	DC30350	DC40350	36 €
Tendo Must Glide Path (TG)	DC20310	DC30310	DC40310	36 €
Tendo MUST Assorted	DC20301	DC30301	DC40301	36 €

Rezin bazlı kök kanal dolgu patı

T-endo sealart, pasta formundaki ikili şırınga olan epoksi rezin esaslı kök kanal sızdırmazlık materyalidir. Mükemmel sızdırmazlık ve biyouyumluluk özelliklerinin yanı sıra olağanüstü kimyasal ve fiziksel bir özelliğe de sahiptir.

Kod	İçerik	Fiyat
DC11112	T-endo SEALART 2 şırınga 13.5 gr	20 €



Resin based root canal sealer


T-Endo SEALART is an epoxy resin based root canal sealer which is a paste-paste type of dual syringe. It has an outstanding chemical and physical property including extremely excellent sealing property and biocompatibility.

Code	Content	Price
DC11112	T-endo SEALART Dual Syringe 13.5 gr	20 €

Biyoseramik kök kanal dolgu patı

Biyoseramik kök kanal patı, kök kanalda enfekte olmuş pulpa dokusunun çıkarılmasından sonra kök kanalı doldurmak için kullanılır. Bioserra akışkan bir macun kıvamındadır ve tek kullanımlık uç ve yoğunlaştırıcı bir ajan kullanılarak kök kanal içerisine kolayca uygulanabilir. Bu ürün, kök kanal içindeki ortam suyunu emerek yavaşça sertleşir. Beyaz renkte ve estetikdir.

Kod	İçerik	Fiyat
DC11113	T-endo Bioserra şırınga 2gr	75 €



Bioceramic root canal sealer

Bioceramic sealer is used for root canal filling after the removal of infected pulp tissue in the root canal. BIOSERRA is in the form of a flowable paste and can be immediately applied inside the root canal using a disposable tip, material, and a thickening agent. This product characteristically cures slowly by absorbing the ambient water inside the root canal. It is white and aesthetic.

Code	Content	Price
DC11113	T-endo Bioserra Syringe 2gr	75 €

Geçici restoratif dolgu

El aletleri ile kolayca uygulanabilir
Nemli ortamlarda hızlı polimerizasyon
Genişleyerek daha iyi dolduruculuk sağlar.

Kod	İçerik	Fiyat
DC11113	T-endo Fillart 40gr	5 €



Hydraulic temporary restorative material

Simple to apply with filling instrument
Quick and void-free curing in a moist environment
Slight expansion of the filling material ensures a well-sealed margin

Code	Content	Price
DC11113	T-endo Fillart 40gr	5 €

Gutta Percha Points



Code	Content	Price
DC11130	T-endo Guttapercha 20/.04 60 pcs.	€ 6
DC11131	T-endo Guttapercha 20/.06 60 pcs.	€ 6
DC11132	T-endo Guttapercha 25/.04 60 pcs.	€ 6
DC11133	T-endo Guttapercha 25/.06 60 pcs.	€ 6
DC11134	T-endo Guttapercha 30/.04 60 pcs.	€ 6
DC11135	T-endo Guttapercha 30/.06 60 pcs.	€ 6
DC11136	T-endo Guttapercha 35/.04 60 pcs.	€ 6
DC11137	T-endo Guttapercha 35/.06 60 pcs.	€ 6
DC11138	T-endo Guttapercha 40/.04 60 pcs.	€ 6
DC11139	T-endo Guttapercha 40/.06 60 pcs.	€ 6
DC11142	T-endo Guttapercha Assorted .04 taper 60 pcs.	€ 6
DC11143	T-endo Guttapercha Assorted .06 taper 60 pcs.	€ 6
DC11144	T-endo Guttapercha Assorted 120 pcs.	€ 6

Paper Points



Code	Content	Price
DC11120	T-endo Paper Points 20/.04 60 pcs.	€ 5
DC11121	T-endo Paper Points 20/.05 60 pcs.	€ 5
DC11122	T-endo Paper Points 20/.06 60 pcs.	€ 5
DC11123	T-endo Paper Points 30/.04 60 pcs.	€ 5
DC11124	T-endo Paper Points 30/.06 60 pcs.	€ 5
DC11125	T-endo Paper Points 35/.04 60 pcs.	€ 5
DC11126	T-endo Paper Points 35/.06 60 pcs.	€ 5
DC11127	T-endo Paper Points 40/.04 60 pcs.	€ 5
DC11128	T-endo Paper Points 60/.06 60 pcs.	€ 5
DC11129	T-endo Paper Points Assorted .04 taper 60 pcs.	€ 5
DC11140	T-endo Paper Points Assorted .06 taper 60 pcs.	€ 5
DC11141	T-endo Paper Points 20/.04 60 pcs.	€ 5
DC11145	T-endo Paper Points Assorted 200 pcs.	€ 5

Tresto®

triofill +

nano hybrid restorative composite

Dental restoratif kompozit


Triofill+ (Triofill) tüm dünyadaki diş hekimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiş bir hem nano hem de mikrohübrid olarak sunulan dental kompozittir. Eşsiz tasarımı ile size yüksek kullanım kolaylığı sağlar. En iyi bileşenlerle geliştirilmiş Triofill+ (Triofill) , size gelişmiş adaptasyon ile optimize kullanım kolaylığı, şekillendirme ve cilalama olanağı sunar.

- Hem anterior hem posterior restorasyonlarda
- Kompozit el aletlerine yapışmaz
- Yarı kondanse edilebilirlik, sert kıvam
- Doğal diş rengine uygundur

Kod	İçerik	Fiyat
DC701	Triofill Restoratif Kompozit	15 €
DC711	Triofill+ Restoratif Kompozit	18 €



Available with following shades



Dental restorative composite

Triofill+ (Triofill) is provided both as Nanohybrid and Microhybrid dental composite completely developed and manufactured in Turkey for dentists needs all over the world. With its unique design, the product brings ultimate easy for users. Matching best components in Triofill+ (Triofill), we offer improved adaptation and optimized easier handling, sculptability and polishing.

- Can be used in both anterior and posterior area
- Does not stick to composite instruments
- Half condensable, hard consistency
- Adaptable to natural tooth colors

Code	Content	Price
DC701	Triofill Restorative Composite	15 €
DC711	Triofill+ Restorative Composite	18 €

www.dentac.net
info@dentac.net

dentac®

Tresto®

unifill

micro hybrid restorative

Dental restoratif kompozit

Unifill+ (Unifill) tüm dünyadaki diş hekimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tamamen Türkiye'de geliştirilmiş ve üretilmiş bir hem nano hem de mikrohübrid olarak sunulan dental kompozittir. Eşsiz tasarımı ile size yüksek kullanım kolaylığı sağlar. En iyi bileşenlerle geliştirilmiş Unifill+ (Unifill) , size gelişmiş adaptasyon ile optimize kullanım kolaylığı, şekillendirme ve cilalama olanağı sunar.

- Hem anterior hem posterior restorasyonlarda
- Kompozit el aletlerine yapışmaz
- Yarı kondanse edilebilirlik, sert kıvam
- Doğal diş rengine uygundur

Kod	İçerik	Fiyat
DC713	Unifill Restoratif Kompozit	12 €
DC712	Unifill+ Restoratif Kompozit	14 €



Available with following shades



Dental restorative composite

Unifill+ (Unifill) is provided both as Nanohybrid and Microhybrid dental composite completely developed and manufactured in Turkey for dentists needs all over the world. With its unique design, the product brings ultimate easy for users. Matching best components in Unifill+ (Unifill), we offer improved adaptation and optimized easier handling, sculptability and polishing.

- Can be used in both anterior and posterior area
- Does not stick to composite instruments
- Half condensable, hard consistency
- Adaptable to natural tooth colors

Code	Content	Price
DC713	Unifill Restorative Composite	12 €
DC712	Unifill+ Restorative Composite	14 €

www.dentac.net
info@dentac.net

dentac®

Makara sistemli universal metal matris sistemi

Posterior bölgede kullanıma uygun, ideal çelik matris sistemidir. Özellikle arka bölgelerdeki kompozit ve amalgam dolgularda ideal kontak noktaları yakalamak için tasarlanmıştır. Sistem hızlı ve pratik bir şekilde restorasyon yapılabilmesi için geliştirilmiştir.

Uygulama esnasında hasta ağızında matris taşıyıcı vb. alet kalmaması ve sadece ilgili diş çeperinde bant ve bandı saran makara kalması sebebi ile mükemmel bir görüş açısı da sağlamaktadır. 0,038 mm kalınlığında; 5 mm ve 6,3 mm olmak üzere iki farklı yüksekliği bulunmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay Kullanım
- Hasta Konforu
- Geniş Görüş Açısı
- İdeal Kontak Noktası

Code	Content	Price
DC1050	Easy Matrix Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 5 mm) Makara sistemli universal metal matris sistemi	42 €
DC1063	Easy Matrix Refill Kutu (50 ad) (0,038 x 6,3 mm) Makara sistemli universal metal matris sistemi	42 €



Universal metal matrix with spool system

An ideal steel matrix system, suitable for using in posterior area. Designed for especially obtaining ideal contact points in posterior area for composite and amalgam fillings.

The system has also been designed for quick and practical restoration in particular.

The system offers a perfect angle of vision thanks to unused handpieces such as port matrix bearer and band with spool that covers the tooth shape inside of the patient mouth during the application.

With 0,038 mm thickness, two different highness as 5mm and 6,3 mm are available.

Prominent Features

- Easy to use
- Patient Comfort
- Wider Visibility
- Ideal Contact Points

Code	Content	Price
DC1050	Easy Matrix Refill Box (50 pcs) (0,038 x 5 mm) Universal Metal Matrix With Spool System	42 €
DC1063	Easy Matrix Refill Box (50 pcs) (0,038 x 6,3 mm) Universal Metal Matrix With Spool System	42 €

Makara sistemli universal metal matris aleti



Kod	İçerik	Fiyat
DC1100	EasyRetainer	49 €


Öne Çıkan Özellikler

- Kolay Kullanım
- EasyMatrix ile mükemmel uyum
- İzolasyon için hızlı çözüm

Prominent Features

- Easy to use
- Excellant accordance with EasyMatrix
- Quick solution for isolation

Code	Content	Price
DC1100	EasyRetainer	49 €



Tresto® transparent matrix

Transparan matris

Şeffaf polyester materyalden üretilmiş matris bantları ile kompozit dolguların kolay şekil alması amaçlanmıştır. İdeal kontak noktaları için esnek olarak tasarlanmış matris bandı, ışık geçirmez özelliği sayesinde dolgu esnasında kompozit materyalinin direk ışık almasını ve kolayca polimerize olmasını sağlar. 10 mm genişliğe ve 97 mm uzunluğa sahip bant, standart tüm matris aletleri ile uyumludur.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay Kullanım
- Üniversal
- Işık geçirgen
- Esnek

Kod	İçerik	Fiyat
DC1010	T-resto Transparan Matris 100ad. şeffaf matris bandı (10 mm x 97 mm x 0,8 mm)	1 €



Transparent Matrix

Dentacomp Transparent Matrix, produced with transparent polyester material, has been designed to shape the composite fillings easily. Flexible designed matrix band for ideal contact points ensures light transmission and easy polymerisation of composite due to its transparency.

The band with 10mm width and 97mm length is compatible with all standard matrix retainers.

Prominent Features

- Easy to use
- Universal
- Light Transmission
- Flexible

Code	Content	Price
DC1010	T-resto Transparan Matris 100pcs transparent Matrix Band (10 mm x 97 mm x 0,8 mm)	1 €

dentac®

www.dentac.net
info@dentac.net

Tresto® articulating paper

Oklüzyon kontrolü "I" & "U" form, 80µ

Yüksek renk verme kapasitesine sahip özel esnek kağıt malzeme, oklüzal yüzeylere tam ve hassas bir şekilde uyum sağlar. Progresif yapısı sayesinde, kapanış esnasındaki temas noktalarını ve özellikle aşırı yük binen noktaların tespitini sağlar.

Sadece 80µ inceliğindeki kağıt materyal, hidrofilik mumlar ve farmasötik yağlarla su geçirmez hale getirilmiştir. Kağıdın bir tarafı mavi, diğer tarafı kırmızı renktedir. Böylelikle basıncın alt veya üst çeneden kaynaklanan temas noktalarının ayırt edilebilmesi kolayca sağlanmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay Kullanım
- Su Geçirmez
- Çift taraflı, Çift Renkli
- Hassas Uyum

Kod	İçerik	Fiyat
DC8080	T-resto Artikülasyon Kağıdı 80µ 1 44 çift taraflı yaprak, Kırmızı&mavi	6 €



Occlusion control "I" & "U" form, 80µ

Special flexible paper material with a high coloring capability adapts to occlusal surfaces accurately. Thanks to its progressive structure, it enables to retain especially stressed contact points during occlusion.

The paper material with only 80µ thickness became waterproof material with hydrophilic waxes and pharmaceutic oils. One side of the paper is blue and the other side is red so that it enables to distinguish easily the stressed contact points either from lower jaw or upper jaw.

Prominent Features

- User Friendly
- Waterproof
- Double Sided, Double Colores
- Accurate

Code	Content	Price
DC1010	T-resto Articulating Paper 80µ 144 double sided leaf paper Red&Blue	6 €

www.dentac.net
info@dentac.net

dentac®

Mikro uygulama fırçası 100'lük fine

Dentacomp Mikro Bond fırçaları; başta kompozit bondingi ve asit uygulamaları olmak üzere siman, silan, kondisyoner ve hemostatik solüsyonlar ve benzerlerinin uygulanmasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Farklı amaçla kullanımlara ve uygulama alan ve yüzey farklılıklarına istinaden değişik uç büyüklükleri bulunmaktadır. Bu sayede kullanım alanına göre en ideal sonuçların elde edilmesi ve kullanıcı konforu hedeflenmiştir. Standartta düz olarak sunulan uygulama uçları; ihtiyaca göre eğilebilir olarak tasarlanmıştır.

Mikro fırçaların klinik ortamda ayırt edilebilmeleri için uçları da göz önüne alınarak farklı renklerde saplara sahiptir. Ayrıca depolama açısından az yer kaplaması için 100'lük dikey kutular içerisinde sunulmaktadır.

Öne Çıkan Özellikler

- Kolay Kullanım
- Universal
- Ergonomik

Kod	İçerik	Fiyat
DC902T	Dentacomp Mikro Uygulama Fırçası "Fine" 100'lük ambalaj	5 €
DC901T	Dentacomp Mikro Uygulama Fırçası "Medium" 100'lük ambalaj	5 €



Micro applicator 100 pcs fine

Dentacomp Micro Applicator has been developed to use with cement, silane, conditioner, hemostatic solutions, etc and especially composite bonding and acid applications.

Variable sizes of tips available for different application fields and intended uses. Thus, it is aimed to have ideal results in variable applications that ensure ease and comfort for the users. The applicators have been designed straight, however, the tips can be bended when necessary.

In order to distinguish the micro applicators in clinical environment with taking the tips into consideration, applicators have been designed in different handle colors. Furthermore, applicators are available in vertical tubes which ensure optimum flooring at your storage.

Prominent Features

- User Friendly
- Universal
- Ergonomic

Code	Content	Price
DC902T	Dentacomp Micro Applicator "Fine" 100pcs	5 €
DC901T	Dentacomp Micro Applicator "Medium" 100pcs	5 €

Otomatik kuron - köprü sökücü

Kuron ve köprülerin ağız içerisinde kolaylıkla çıkarılabilmesi için tasarlanmıştır.

Ergonomik olarak tasarlanan cihaz ile vurma şiddeti minimumdan maksimuma yedi kademe olacak şekilde ayarlanabilir. Böylelikle, diş hekimlerinin istediği güç seviyesi ile kolayca kuron veya köprüyü yerinden çıkartması hedeflenmiştir. Tetikli sistemi sayesinde kontak noktası kaybedilmeden vurma işlemi tekrarlanabilir.

Öne Çıkan Özellikler:

- Pratik Kullanım
- Asistan gerektirmez
- Otoklavla steril edilebilir
- Hastayı yormaz
- 3 farklı ergonomik uç
- 6 hassas kademeli
- Hassas Uyum

Kod	İçerik	Fiyat
DC5900	Dentapiece Otomatik Kuron – Köprü Sökücü 1 Otomatik kuron – köprü sökücü, 3 uç	25 €



Otomatik crown - bridge remover

Dentapiece Automatic Crown-Bridge Remover has been designed for easily removal of crown and bridges inside of the mouth. Ergonomic designed handpiece can be set with seven grades of shock intensity from minimum to maximum. Thus, it is aimed to remove Crown and Bridge easily with operator's desired shock intensity. Thanks to triggered system, the shock process can be repeated without losing contact point.

Prominent Features

- Practical Use
- No need for assistant
- Autoclavable
- Patient Friendly
- 3 different Ergonomic Tips
- 6 accurate shock grade

Code	Content	Price
DC5900	Dentapiece Automatic Crown Remover 1 Automatic Crown-Bridge Remover – 3 tips.	25 €

Muayenehane kiti 3'lü

Muayenehanelerde pratik kullanım amacıyla oluşturulmuş orak sont, ayna ve ayna sapı ile preselden oluşturulmuş 3'lü settir. 4 numara ayna ve klasik ayna sapı, ucu ideal kıvrımlı en çok tercih edilen orak sont ile klasik tip presel'den oluşan muayenehanelerin vazgeçilmez yardımcısıdır.

Paslanmaz çelikten üretilen ürünler, otoklavda steril edilebilir ve uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilirler. Kolay kullanım için tutuculuğu ideal olarak tasarlanmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

- Steril edilebilir
- Dezenfekte edilebilir
- Ergonomik
- Ekonomik

Kod	İçerik	Fiyat
DC2000	T-accs Muayenehane Kiti, 3'lü 1 x Orak sont, 1 x ayna ve sapı, 1 x Presel	15 €



Dentapiece Kit (3 pcs)

Dentapiece Kit is a practical kit contains probe, tweezers, mirror and mirror handle. The kit is main supplementary materials of clinics with no 4 mirror and classic mirror handle, most preferred folded probe and classical tweezers.

Made with stainless steel, the products can be sterilized with suitable solutions and autoclavable. User friendly products have been designed to ensure comfortable grasp.

Öne Çıkan Özellikler:

- Autoclavable
- Disinfectable
- Ergonomic
- Economic

Code	Content	Price
DC2000	T-accs Kit (3pcs) 1x Probe 1x, Mirror and Handle, 1 Tweezers.	15 €

Metal ölçü kaşığı

Ağız içinden ölçü almak üzere kompakt olarak tasarlanan ölçü kaşıkları farklı boy ve modellere sahiptir. Her tip ölçü alma materyali ile uyum sağlamak üzere korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiştir. 135 derecede otoklavda steril edilebilen kaşıklar ayrıca uygun dental solüsyonlarla da dezenfekte edilebilir.

Yeni gelişmiş yoğun akıcı, hasas polieter ve A tipi silikonlarla da kullanılmak üzere kaşık adezivleri ile kullanılan deliksiz modeller de bulunmaktadır. Diğer delikli modeller de tutuculuğu artırılmış olarak aljinat, C tipi silikon, A tipi silikon vb materyaller için kullanıma uygundur.

Öne Çıkan Özellikler:

- Kompak Tasarım
- Dayanıklı
- Steril Edilebilir
- Dezenfekte Edilebilir

Kod	İçerik	Fiyat
DC1000	T-accs metal ölçü kaşığı Modeller: Dişli, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst Dişsiz, delikli; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst Kenedy, ön dişli arka dişsiz, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst Anatomik, 2 alt - Dönerli, köprü kaşığı Dişli, deliksiz; 1 alt, 1 üst, 2 alt, 2 üst, 3 alt, 3 üst	1.5 €



Metal impression trays

Impression trays designed for taking compact impression have different sizes and models. The trays designed to meet the needs of taking all kinds of impression trays have been manufactured corrosion resistant stainless steel. The trays can be disinfected with suitable disinfectants and autoclavable in 135 Celsius degrees.

Solid trays are also available for taking heavy viscosity impression, precise polyether and A Type silicones which are used with adhesives. Other perforated models with increased grip are suitable for materials such as alginates, C-Type Silicones, A-Type Silicones.

Prominent Features

- Compact Design
- Durable
- Autoclavable
- Sterilizable

Kod	İçerik	Fiyat
DC1000	T-accs metal ölçü kaşığı Stainless Steel Models: Perforated Jaw 1 lower, 1upper, 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3 upper Perforat lower, 1upper, 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3 upper Kennedy Anterior Jaw, Posterior 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3upper Anatomic 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3 upper Unperforated Jaw 1 lower, 1 upper, 2 lower, 2 upper, 3 lower, 3 upper	1.5 €



Prophylaxis paste diş temizleme pastası

Diş taşı temizliğinden sonra, minenin parlatılmasında ve dolguların parlatılmasında kullanılır. Minenin parlatılmasında mekanik abrazyon etkisi bulunur.

Diş temizliğinde kullanılan, pembe diş temizleme patı, kullanım esnasında ağızda hoş bir koku bırakır. Kullanıcı açısından çeşitli tadlarda olan temizlik pastası hastayı en az rahatsız edecek şekilde ve ağızda hoş bir tad bırakacak şekilde aromalandırılmıştır.

Öne Çıkan Özellikler:

- Doğal aroma içerikli
- Kolay çalkalanabilir
- Gluten içermez
- Ekonomik ambalaj

Kod	İçerik	Fiyat
DC6001M	Prophylaxis Paste 340 gr Nane Aromalı Diş Temizleme Pastası	12 €
DC6001S	Prophylaxis Paste 340 gr Çilek Aromalı Diş Temizleme Pastası	12 €



Prophylaxis Paste

Dentaclear Prophylaxi Paste is used for polishing of fillings and enamel after tartar removal. Mechanical abrasion is effective in enamel polishing

Pink prophylaxis material used in prophylaxis treatment leaves pleasant taste in the mouth. The material has been manufactured with pleasant aromas that ensures patient's comfort.

Prominent Features:

- Pleasant Aromas
- Easy to rinse
- Gluten free
- Economic Package

Kod	İçerik	Fiyat
DC6001M	Prophylaxis Paste 340 gr Mint Flavour Tooth Cleaning Paste	12 €
DC6001S	Prophylaxis Paste 340 gr Strawberry Flavour Tooth Cleaning Paste	12 €



www.dentac.net
info@dentac.net

www.dentac.net
info@dentac.net

dentac[®]
feel the innovation





dentac[®]

feel the innovation

Öncü Dental Tıbbi Malzeme İnşaat Taahhüt Enerji Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.
Molla Gürani Mh.Oğuzhan Cd. No:45 Fatih / İstanbul / Türkiye
web: www.dentac.net | email: info@dentac.net